

INSTRUCTIONS FOR USE

Single-use

- Ambu® Subdermal Corkscrew
- Ambu® Subdermal Twisted Pair Corkscrew
- Ambu® Subdermal Hooked Needle
- Ambu® Subdermal Curved Needle

Ambu

Инструкции за ползване

Нávod k použití

Brugsanvisning

Bediennungsanleitung

Óδηγίες χρήσης

Instrukciones de uso

Kasutamisjuhend

Käyttöohjeet

Instructions d'utilisation

Upute za upotrebu

Használati útmutató

Istruzioni d'uso

使用説明書

Naudojimasis taisyklys

Lietošanas pamācība

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Wskazówkó do stosowania

Instruções de utilização

Instrucțiuni de utilizare

Инструкция по применению

Návod na použitie

Navodila za uporabo

Bruksanvisning

Kullanım kılavuzu

使用说明

Instructions for use

Recommended Application

Electrodes for neurophysiological examinations and intraoperative monitoring are intended for use with recording/monitoring equipment for the recording of biopotential signals including electroencephalogram (EEG), electromyograph (EMG) and nerve potential signals, and are intended for stimulation/recording with stimulation/recording equipment for electromyograph (EMG) and nerve potential signals.

Precautions

- Sterility is guaranteed up to the expiration date unless the package is opened or damaged. Do not use if individual pouch is damaged or has been opened.
- For single patient use only. Use on other patients can cause cross infection. Do not soak, rinse, or sterilize this device as these procedures may leave harmful residues or cause malfunction of the device. The design and material used are not compatible with conventional cleaning and sterilization procedures.

Warnings

- Do not connect directly to power source.
- Not to be used as ground electrodes.
- The electrode should be used by health care professionals trained in performing neurophysiological examinations and intraoperative monitoring - US: Rx only.
- The electrode is for use in hospital/clinic settings.
- During procedures where electro surgery is used, attention should be drawn to the risk of unintended interference with the electrode, which could cause unintended heating of the needle and damage to the tissue. To avoid this the electrodes should be removed or placed as far as possible from the electro-surgical area.
- If used as stimulation electrodes, thermal burns could result with prolonged stimulation outputs above 0.25W/cm².
- If used as recording electrodes, the possible loss of electrocautery return path may result in high current density passing through these needles with possible tissue heating and damage resulting.

Directions for use

Electrode is compatible with IEC 60601-1 compliant Electroencephalography (EEG), electromyograph (EMG), or intraoperative monitoring (IOM) monitoring equipment with DIN 42-802 input socket.

When selecting a disposable needle electrode, it is important to use one that is of suitable shape and diameter and wire length for the investigation being undertaken.

1. Peel the sterile pouch open and remove the protection cap/tube if applicable.
2. Connect the needle electrode connector to the monitoring device. Verify that the electrode is connected correctly to the monitoring device.
3. The correct placement of needle electrodes is typically determined by the hospital/medical/and/or local protocols/procedures.
4. Apply the electrode by placing it against the scalp and turning clockwise 1/2 to 1 complete turn (only for corkscrew).
5. Remove by turning the electrode counterclockwise (only for corkscrew).
6. After use, dispose the needle electrode in a designated container.

US: Rx only

For symbol explanation see www.ambu.com or www.ambusa.com

Ambu® is a registered trademark of Ambu A/S, Denmark
Ambu A/S is certified according to ISO 13485.

Kasutusjuhised

Soovitav kasutusjuhised

Elektroodid neurofisioloogilisteks uuringuteks ja operatsioonideks jälgimiseks on mõeldud kasutamiseks kooslastevasemaks-, jälgimisseadmetega biopotentsiaalide signaalide salvestamiseks, hõltsulgas elektroonifotograafia (EEG), elektromiograafia (EMG) ja närvipotentsiaalide signaalid, ja on mõeldud stimuleerimiseks/salvestamiseks koos stimulatsiooni-/salvestusseadmetega elektromiograafia (EMG) ja närvipotentsiaalide signaalide jaoks.

Eteväästuksõnund

• Steriilset on tagatud negumiskuupeavani, kui pakend on avatud ja kahjustatud vôi varem avatud.

• Kärtakootünni. Uudelleenkätnutatud seurauksena voi olla ristkontaminatsioon. Ală uputa veteen, huuhlete ja sterilo lätiateta, koska seurauksena voi olla haittalaits päästjääks täilette toimintahäiriti ja etäpärkuks. Suunnilut ja käytetud materialit ei välti ole yhteensopiva tavanomaistest puhtustustest ja steriloointipotenksan kantssa.

Varioitukset

• Ală läti suoraan virlahiteeseen.

• Ei saa käyttaa määritöntelektroodeina.

• Elektroodi saavat käyttää vain terveydenhuollon ammattilaiset, jotka on koulutettu tekemään neurofisiologia tutkimus - USA: Vain vastaanottajalle.

• Elektroodi on tarkoitettu saraala- ja klinikakkäyttöön.

• Sallitset toimenpiteiden alanka, jotta vähittäin sähkökurgia, tulee kiinnittää huomiota elektroodiin alhuitteamien tahattomien riiskiin. Niiden juostelu nevali voi kuumentaa tärpettomaan ja vaurioitaa kudosta.

• Elektroodi on mõeldud kasutamiseks haelgakessona.

• Tämän välimääriseks elektroodi tulee poistaa siitä sijoittaa mahdollisimman kaasusähkökurgiseksi alueesta.

• Jos käytät tämästä elektroodista, pitääkäikisesta stimuloinnista yli 0.25 W/cm² teholta voin aiheuttaa palovammoja.

• Mikäli mitä käytät tämästä elektroodista, sähköpöönen paluupolullu mahdollinen menetys voi aiheuttaa neulujen läpikuuluvuseksi suurennaan, josta saatetaa aiheuta kudoksen kuumenemise ja vahingottuminen.

Käyttöohjeet

Elektroodi soveltuu käytettäväksi sellaisten IEC 60601-1 standardin mukaistaan seurantalaiteiden kanssa, joissa on DIN 42-802-tulovirallisuutta ja joita käytetään elektroonifotograafia (EEG), elektromiografiassa (EMG) sekä leikkauksineksa seurannassa (IOM).

Välittäessä kertakäyttöistä neulaelektroodi on tärkeää valita pituudeltaan ja halkeaisuudeltaan kyseisenen tutkimuksen soveltuuva elektroodi.

Kui valite ühekordset kasutatavat neulaelektroodi, on oluline kasutada neulaelektroodi, mille pikkus ja läbimõõdus oleks tehtaava uuringu jaoks sõsviad.

1. Avage steriili kott ja väljadele eemaldage kaitsekord/voolik.

2. Ühendage neulaelektroodi kommekorralikult/voolikuna. Veenduge, et elektroodi on jälgimisseadmele korrektult ühendatud.

3. Neulaelektroodi olge õigelt positiivne ja määratletud tavalliselt haigla/arsti ja/või kohalike protokollide/põhiseaduste järgi.

4. Irrota kääntämällä elektroodi vastapäivään (vain korkscreen-võelalalle).

5. Eemaldage, keerates elektroode vastupäivale (vain korkscreen-võela jaoks).

6. Pärast kasutamist visake elektroodid araa selleks ettenähtud mahutisse.

Инструкции за употреба

Препоръчано приложение

Електродите за неврофизиологични изследвания и интраоперативна мониторингова приложени са използвани с оборудване за записване и мониторинг за регистриране на биопотенциални сигнали, включително електроенцефалография (EEG), електромиография (EMG) и нервни потенциални сигнали, и са предназначени за стимулиране/записване на електромиография (EMG) и нервни потенциални сигнали, и са предназначени за стимулаци/записване за електромиография (EMG) и нервни потенциални сигнали.

Предупреждения

- Стерилност е гарантирана до изтичането на срока на годност, ако опаковката не е отворена и не е повредена. Не използвайте, ако откриете торбичка е повредена.
- За употреба само на един пациент. Използването при други пациенти може да причини кристална инфекция. Устройството не се нарича, промива или стерилизира, тъй като температурата може да остави остатъци или да причини неизправност на устройството. Дизайн и изпълнение са съвместими с конвенционалните процедури за почистване и стерилизация.

Предупреждения

- Не свръзвате директно към източника на захранване.
- Не се използват като земни електроди.
- Електродът трябва да е използван само от медицински специалисти, обучени в извършване на неврофизиологични изследвания и интраоперативен мониторинг - USA: Rx only.
- Електродът е за използване в болница/клиника.
- Време на процедурата, когато се използува електрохирургия, вниманието трябва да се наложи към опасността от неволни намеси с електрода, което може да доведе до непредвидено затваряне на иглата и увреждане на тъканите. За да избегнете това, електродът трябва да бъде отстранен или поставян възможно най-далеч от електрохирургичната област.
- Ако се използат като записвани електроди, евентуална загуба на обратът при електрохирургия може да доведе до висока плътност на тока, която минава през тези игли, и евентуално направлява на кожата и последващо увреждане.

Начин на употреба

Електродът е съвместим със съвместимо до IEC 60601-1 оборудване за електроенцефалография (EEG), електромиография (EMG) или интраоперативен мониторинг (IOM) с външно гнездо по DIN 42-802.

Когато избрите иглов електрод за еднократна употреба, важно е да изберете такъв, който има подходяща дължина и диаметър за изследването, което провеждате.

1. Отворете стерилната торбичка и Да се отстрани защитната капачка/търка, ако е приложимо.
2. Съвръзете конектора на иглена електрод към устройството за мониторинг.
3. Уверете се, че електродът е с прави накрайници към устройството за мониторинг.
4. Прави се използва електрохирургия (за стимулаци/записване) и електромиография (за измерване на времето на реагиране на електрода).
5. Ако се използат като записвани електроди, евентуална загуба на обратът при електрохирургия може да доведе до висока плътност на тока, която минава през тези игли, и евентуално направлява на кожата и последващо увреждане.

Начин на употреба

Електродът е съвместим със съвместимо до IEC 60601-1 оборудване за електроенцефалография (EEG), електромиография (EMG) или интраоперативен мониторинг (IOM) с външно гнездо по DIN 42-802.

Когато избрите иглов електрод за еднократна употреба, важно е да изберете такъв, който има подходяща дължина и диаметър за изследването, което провеждате.

1. Отворете стерилен пакет и удалете иглов електрод.
2. Съвръзете конектора на иглена електрод към устройството за мониторинг.
3. Уверете се, че електродът е с прави накрайници към устройството за мониторинг.
4. Прави се използва електрохирургия (за стимулаци/записване) и електромиография (за измерване на времето на реагиране на електрода).
5. Ако се използат като записвани електроди, евентуална загуба на обратът при електрохирургия може да доведе до висока плътност на тока, която минава през тези игли, и евентуално направлява на кожата и последващо увреждане.

US: Rx only

For symbol explanation see www.ambu.com or www.ambusa.com

Ambu® is a registered trademark of Ambu A/S, Denmark
Ambu A/S is certified according to ISO 13485.

Brugsanvisning

Doprøvært anwendung

Elektroder for neurofysiologiske undersøgelser og intraoperativ monitorering er beregnet til bruk med optagelses- og monitoreringsudstyr til optagelse af biopotentialsignaler inklusive elektroencefalograf (EEG), elektromiograf (EMG) og nervepotentialsignaler, og er beregnet til stimulering/ optagelse med stimulerings-/optagelsesudstyr til optagelse af biopotentialsignaler for elektromiograf (EMG) og nervepotentialsignaler.

Upozornění

- Sterilitet er garanteret indtil udleddstiden, med mindre pakken har været åbnet eller er blevet beskadiget. Må ikke bruges hvis den individuelle pose er beskadiget eller er blevet åbnet.
- Kun til engangsbrug. Genbrug kan medføre krysdinfektion. Udstryet må ikke lægges i væske, skilles eller steriliseres, da det kan efterlade rester eller forårsage funktionelle, bspv. desinfektions- eller sterilisationsmidler.
- Kun til en gang. Et gennemværende brug kan medføre infektion. Et nytt brug kan medføre oprengning af skinne.
- Kun til en gang. Et gennemværende brug kan medføre infektion. Et nytt brug kan medføre oprengning af skinne.
- Kun til en gang. Et gennemværende brug kan medføre infektion. Et nytt brug kan medføre oprengning af skinne.
- Kun til en gang. Et gennemværende brug kan medføre infektion. Et nytt brug kan medføre oprengning af skinne.

Predpokl. / Úvod

- Sterilitet er garanteret indtil udleddstiden, med mindre pakken har været åbnet eller er blevet beskadiget. Må ikke bruges hvis den individuelle pose er beskadiget eller er blevet åbnet.
- Kun til engangsbrug. Genbrug kan medføre krysdinfektion. Udstryet må ikke lægges i væske, skilles eller steriliseres, da det kan efterlade rester eller forårsage funktionelle, bspv. desinfektions- eller sterilisationsmidler.
- Kun til en gang. Et gennemværende brug kan medføre infektion. Et nytt brug kan medføre oprengning af skinne.
- Kun til en gang. Et gennemværende brug kan medføre infektion. Et nytt brug kan medføre oprengning af skinne.
- Kun til en

Naudojimo instrukcija Rekomenduojamai pritaikymas	LT	Lietošanas instrukcija	LV	Gebruiksaanwijzing Anbevolen gebruik	NL	Bruksanvisning Anbefalet program	NO	Instrukcja obsługi Zalecane zastosowanie	PL	Instruções de utilização Aplicaçao recomendada	PT	Instructiuni de utilizare Aplicare recomandată	RO	Инструкция по применению Рекомендуемая область применения	RU
<p>Neurofiziologiniams tyrimams ir intraoperaciniams</p> <p>Įsteigtinė skirti elektrodai naudojami kartu su įrašyto ir stebėjimo įrangą, siekiant išlaikyti biopotencių signalus, tokius kaip elektroencefalografinė (EEG), elektromiografinė (EMG) ir nervų potenciūlų signalus, ir yra skirti sužadinti / išrašyti elektromiografinės (EMG) ir nervų potenciūlų signalus naudojant sužadintumo / įrašymo įrangą.</p>		<p>Atsargumo priemonės</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sterilumas garantuojamas iki galiojimo datos, nebent pakuočt yra atidaryta ar pažeista. Nenaudokite, jei atskiras maišelis yra pažeistas arba atidarytas. • Vienkartinis gaminys. Pakartotinis naudojimas galii sukelti kryžminę infekciją. Prieitiška remekrite, nesakalaukite ir nesteriliuokite, kadangi dėl vienos procedūros galii užkreisti sterilizacijos ekipavimą. • Išpėjimai <ul style="list-style-type: none"> • Neįunkite tiesiogiai į maitinimo šaltinių. • Negalima naudoti kaip įžeminiu elektrodus. • Ši elektroda gali naudoti tik sveikatos priežiuros specialistai, apmokyti atlikti neurofiziologinius tyrimus ir operacinių stebėjimų - JAV: tik pagal receptą. • Ši elektroda yra skirtas naudoti ligoninėje ir intraoperatoriuose. • Jeigu procedūrose naudojama elektrochirurgija, reikia atkrepti dėmesį į nematytių elektrodo trikodžią pavoją, kurią dažnai gali ištekti į kaukėti audiniams. Norintiščių išvengti, elektrodot ruošti nuimti arba perkelti ikiem namanomoliai toliau nuo elektrochirurgijos darbo zonos. • Ilgesnį laiką naudojant kaišu sužadintinė elektrodis virš 0,25 W/cm² galima užkreisti išvėšti. <p>Naudojimo nurodymai</p> <p>Elektrodis atitinkame IEC 60601-1 standarto reikalavimus ir jų galina naudoti dirbant su elektroencefalografijos (EEG), elektromiografijos (EMG) arba operaciniu stebėjimu (IOM) įrangą su DIN 42-802 standarto įvado lizdu.</p> <p>Renkantis vienkartiniu adatiniu elektrodą, svarbu naudoti atliekanam tyrimui tinkamą išgąsiųjį ir skersmenį elektrodą.</p> <p>1. Nulupkite sterilių maišelį ir nuimkite išpauginių dangtelį / vamzdzelį, jei tiksma.</p> <p>2. Adaukite elektrodą jungti projunkite prie stebėjimo prietaiso. Patirkinkite, kad elektrodis būtų tiesiogiai prijungtas prie stebėjimo prietaiso. Parabaudite, kad elektrodis yra išvengti atadiinus.</p> <p>3. Paprastai ligoninėje / gydytojais ir / ar vienstäsiųklyse / procedūroje išvengti elektrodo išvėšti adatinus elektrodus.</p> <p>4. Jveskite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>5. Panaujodai adatinį elektrodą išmeskite į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>6. Panaujodai adatinį elektrodą išmeskite į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>7. Adaukite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>8. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>9. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>10. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>11. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>12. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>13. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>14. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>15. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>16. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>17. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>18. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>19. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>20. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>21. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>22. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>23. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>24. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>25. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>26. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>27. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>28. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>29. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>30. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>31. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>32. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>33. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>34. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>35. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>36. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>37. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>38. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>39. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>40. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>41. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>42. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>43. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>44. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>45. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>46. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>47. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>48. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>49. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>50. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>51. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>52. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>53. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>54. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>55. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>56. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>57. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>58. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>59. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>60. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>61. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>62. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>63. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>64. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>65. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>66. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>67. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>68. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>69. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>70. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>71. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>72. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>73. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>74. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>75. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>76. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>77. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>78. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>79. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>80. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>81. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>82. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>83. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>84. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>85. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>86. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>87. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>88. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>89. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>90. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>91. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>92. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>93. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>94. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>95. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>96. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>97. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>98. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>99. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>100. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>101. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>102. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>103. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>104. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>105. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>106. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>107. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>108. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>109. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>110. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>111. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>112. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>113. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>114. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>115. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>116. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>117. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>118. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>119. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>120. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>121. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>122. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>123. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>124. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>125. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>126. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>127. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>128. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>129. Išvėškite elektrodą į galvos odą ir pasukite į pagal laikrodžio rodyklę ½ - 1 apsispiraline (skirta tik spiralinei adatui).</p> <p>130. Panaujodai adatinį elektrodą į tam skirtą kontinejerį.</p> <p>131. I</p>													