

DATENBLATT

Beschreibung

Die Ambu Einweg-Gesichtsmaske ist eine anatomisch korrekt geformte Gesichtsmaske, die für die Oxygenierung und Beatmung des Patienten entwickelt wurde.

Die Einweg-Gesichtsmaske ist in 6 verschiedenen Größen erhältlich, wodurch dem Anwender stets eine für den Patienten passende Gesichtsmaske zur Verfügung steht.

Merkmale

Es handelt sich um eine Gesichtsmaske für den Einmalgebrauch, die sowohl mit als auch ohne Cuffüllventil erhältlich ist. Die Gesichtsmaske verfügt über eine Daumenstütze für eine einfache Handhabung bei gleichzeitig guter Abdichtung.

Die Form der Maske sorgt dafür, dass der Maskendom im Inneren ausreichend Platz für Mund und Nase bietet, auch wenn Druck auf die Maske ausgeübt wird.



Ambu SPUR II Einweg-Beatmungsbeutel mit Ambu Einweg-Gesichtsmasken

Ambu® Einweg-Gesichtsmaske

Ambu® Einweg-Gesichtsmaske PLUS



DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

Transparenter Maskendom zur einfachen Beobachtung des Patientenzustands

Maskendom mit Daumenstütze für einen einfachen Halt

Weicher, anatomisch geformter, luftgefüllter Cuff ermöglicht eine hohe Abdichtung auf dem Gesicht des Patienten

Einwegkonzept minimiert das Risiko einer Kreuzinfektion

Alle Größen sind einzeln verpackt, unsteril, 20 Stück je Verpackungseinheit

Phthalatfreies Material

Erhältlich mit und ohne Hakenring*

* Die Größen "Neugeborene" und "Säuglinge" sind ausschließlich ohne Hakenring verfügbar.

BESTELLINFORMATIONEN

OHNE HAKENRING

| Artikelnummer | Bezeichnung |
|---------------|---|
| 000 252 051 | Ambu Einweg-Gesichtsmaske Neugeborene |
| 000 252 052 | Ambu Einweg-Gesichtsmaske Säuglinge |
| 000 252 053H | Ambu Einweg-Gesichtsmaske Kleinkinder |
| 000 252 054H | Ambu Einweg-Gesichtsmaske Erwachsene klein / Jugendliche |
| 000 252 055H | Ambu Einweg-Gesichtsmaske Erwachsene mittel |
| 000 252 056H | Ambu Einweg-Gesichtsmaske Erwachsene groß |
| 000 252 951 | Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Neugeborene |
| 000 252 952 | Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Säuglinge |
| 000 252 953H | Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Kleinkinder |
| 000 252 954H | Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Erwachsene klein / Jugendliche |
| 000 252 955H | Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Erwachsene mittel |
| 000 252 956H | Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Erwachsene groß |

MIT HAKENRING

| Artikelnummer | Bezeichnung |
|---------------|---|
| 000 252 053 | Ambu Einweg-Gesichtsmaske Kleinkinder |
| 000 252 054 | Ambu Einweg-Gesichtsmaske Erwachsene klein / Jugendliche |
| 000 252 055 | Ambu Einweg-Gesichtsmaske Erwachsene mittel |
| 000 252 056 | Ambu Einweg-Gesichtsmaske Erwachsene groß |
| 000 252 953 | Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Kleinkinder |
| 000 252 954 | Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Erwachsene klein / Jugendliche |
| 000 252 955 | Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Erwachsene mittel |
| 000 252 956 | Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Erwachsene groß |

GRÖSSEN

| Bezeichnung | Gewicht |
|------------------------------|---------|
| Neugeborene | 9 g |
| Säuglinge | 14 g |
| Kleinkinder | 25 g |
| Erwachsene klein/Jugendliche | 33 g |
| Erwachsene mittel | 47 g |
| Erwachsene groß | 49 g |

MATERIALIEN

| Produkt | |
|---|-------------------|
| Maskendom | Polyvinylchlorid |
| Cuff | Polyvinylchlorid |
| Cufffüllventil | Polycarbonat |
| Verpackung | |
| Beutel | PP (Polypropylen) |
| Umverpackung | Karton |
| Umwelt | |
| Phthalatfrei | Ja |
| Nicht aus Naturkautschuklatex gefertigt | Ja |



Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS mit Cufffüllventil



Ambu Einweg-Gesichtsmaske, ohne Cufffüllventil, mit Hakenring

Ambu

Ambu GmbH
Steinkopfstraße 4
61231 Bad Nauheim
Deutschland
Tel. +49 (0) 60 32/92 50-0
ambu.de

■ Ambu A/S
Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
ambu.com

CE 2797 US: Rx only