

# AmbuMan<sup>®</sup> Airway Wireless

# AmbuMan<sup>®</sup> Airway Instrument



Arme- und Beineset optional erhältlich

## Die wichtigsten Vorteile

- Robustes Design
- Trainingsmöglichkeit des Airway-Management: wie Larynxmaske, Larynxtubus, Endotrachealtubus
- Beutel-Masken-Beatmung und Anwendung des Guedel-Tubus möglich
- Brustkorbsteifigkeit variabel einstellbar
- Luftwege öffnen nur bei korrekter Kopfüberstreckung
- Transporttasche mit integrierter Trainingsmatte und Rucksackfunktion

### AmbuMan Airway Wireless

- Neueste Ambu Wireless Technologie
- Ambu Manikin Management Module zur Steuerung, Dokumentation und Monitoring
- Lizenzfreies Selftraining-Modul



## AmbuMan<sup>®</sup> Airway

Mit dem AmbuMan Airway können alle gängigen Methoden der Atemwegssicherung trainiert werden. Deshalb ist dieses Trainingsgerät nicht mit dem Ambu Hygienesystem für die Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nase-Beatmung ausgestattet.

Optional erhältlich ist das Arme- und Beineset, wodurch das Trainingsgerät auch in eine sitzende Position gebracht werden kann. Die rutschfeste Tragetasche ist im aufgeklappten Zustand als komfortable Trainingsmatte verwendbar.

### Airway-Management

Trainingsmöglichkeiten des Airway-Management wie Larynxmaske, Larynxtubus oder Endotrachealtubus. Beutel-Masken-Beatmung und Anwendung des Guedel-Tubus möglich. Luftwege öffnen nur bei korrekter Kopfüberstreckung.

### Anzeigeeinstrument

Das Anzeigeeinstrument zeigt dem Trainer das Volumen der zugeführten Luft (in l) und die Thoraxkompressionstiefe (in mm) an. Des Weiteren visualisiert es die Kompression mit falschem Druckpunkt sowie eine Magenblähung durch ein deutliches Warnsymbol.

### Ambu Manikin Management Module

Das Herzstück bildet der AmbuMan mit neuester, integrierter Ambu Wireless Technologie. Über das browserbasierte Ambu Manikin Management Module erfolgt die kabellose Steuerung, Dokumentation und Monitoring des Trainingsgerätes. Das Ambu Manikin Management Module bildet die zentrale Schnittstelle, bei der alle Daten und Informationen zusammenlaufen: Kompressionstiefe, Handposition, Beatmungsvolumen, Mageninsufflation.

### Selftraining-Modul

Der AmbuMan Airway Wireless beinhaltet standardmäßig ein lizenzfreies Selftraining-Modul, das es ermöglicht Trainingsstationen zu etablieren und ein trainerungebundenes Training jederzeit durchzuführen. Somit können Reanimationsteams kontinuierlich trainieren oder Auszubildende sich auf die Prüfung vorbereiten.

# Spezifikationen

AmbuMan Airway Wireless	Verbindung zum Trainingsgerät	✓	WLAN oder LAN Ambu Wireless Technologie basierend auf der neuesten Generation der Intel WLAN Module
	Ambu Manikin Management Module	✓	Betriebssystemunabhängige und browserbasierte Steuerung, Freiprogrammierbare Szenarien, individuelle Dokumentation von bis zu 4 Teilnehmern, parallele Anzeige und Steuerung von bis zu 6 Trainingsgeräten, paralleler Mehrfachzugang von verschiedenen Endgeräten zur Visualisierung der Performance möglich,
	Stromversorgung	✓	Netzteil, Akku-Pack oder PoE (nicht im Lieferumfang enthalten, optional erhältlich)
Airway-Management		✓	Trainingsmöglichkeiten des Airway-Management: wie Larynxmaske, Larynxtubus oder Endotrachealtubus. Beutel-Masken-Beatmung und Anwendung des Guedel-Tubus möglich. Luftwege öffnen nur bei korrekter Kopfüberstreckung
Manuelle Kontrollanzeige		✓	Ausfahrbar Beatmungsvolumen, Kompressionstiefe, Handposition, Mageninsufflation

## Technische Details

Gewicht Torso mit Tragetasche	13 kg
Länge Torso	80 cm
Länge ganzer Körper	165 cm

## Bestellinformationen

Artikel-Nummer	Artikelbeschreibung
A 284 427 000	<b>AmbuMan Airway Wireless</b> Torso, integrierte Ambu Wireless Technologie Ambu Manikin Management Module, Transporttasche/ Trainingsmatte
A 284 424 000	<b>AmbuMan Airway Instrument</b> Torso, Tragetasche / Trainingsmatte
Zubehör	
234 000 077	Akku-Pack
234 000 706	Erweiterungsset Arme und Beine (Vorbereitet für die Verwendung mit Kit i.o. Access) inkl. Hose und Transporttasche
266 000 517	Ambu Gesichtsmaske (1 Stück)
234 000 794	Transporttasche / Trainingsmatte



AmbuMan Airway Wireless Torso



Anzeigenelement

Weiteres Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage vorhanden.



Ambu Manikin Management Module



Transporttasche mit integrierter Trainingsmatte

**Ambu A/S**  
Baltorpbakken 13  
DK - 2750 Ballerup  
Denmark  
Tel. +45 7225 2000  
Fax +45 7225 2053  
www.ambu.com

**Ambu GmbH**  
In der Hub 5  
D-61231 Bad Nauheim  
Tel. 06032 9250-0  
Fax 06032 9250-200  
www.ambu.de