

Ambu® aScope™ 5 Broncho 2.7/1.2

DATENBLATT

Das aScope 5 Broncho vereint die in der Bronchoskopie nötige Manövrierfähigkeit und Bildgebung mit der Sterilität und Effizienz des Einwegkonzepts. Das Resultat? Das Ambu aScope 5 Broncho bietet eine gleichbleibend hohe Performance, Sterilität und die für einen komplexen und anspruchsvollen Arbeitsablauf erforderliche Flexibilität.

Single-use like you've never seen it before

Mit der Einführung der 5. Generation des aScope Broncho setzt Ambu neue Maßstäbe in der Einweg-Bronchoskopie.

Aufbauend auf mehr als einem Jahrzehnt Know-how in der Einweg-Bronchoskopie kombiniert das aScope 5 Broncho die bekannten Vorzüge von Mehrweg-Endoskopen mit den Vorteilen des Einweg-Konzepts.

Es ist mit den Visualisierungs- und Prozessoreinheiten Ambu® aBox™ 2 und Ambu® aView™ 2 Advance kompatibel und kann problemlos an externe Monitore angeschlossen werden.

Das Ambu aScope 5 Broncho bietet gleichbleibend hohe Leistungsfähigkeit mit hervorragender Manövrierfähigkeit, Bildgebung auf höchstem Niveau und ein intelligentes, funktionales Design. Diese Performance wird durch die Sterilität und Effizienz der Ambu Einweg-Lösung ergänzt. Zusätzlich bietet es Ihnen die für den komplexen Arbeitsablauf in der Bronchoskopie benötigte Qualität und Flexibilität.



DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

Wiederaufbereitung und Endoskop-Reparaturen entfallen vollständig

Machen Sie mehr Verfahren möglich - mit minimalen Investitionskosten

Einfache Navigation durch die Bronchialsegmente mit einer Abwinkelung von 210°/210° (nach oben/unten)

Entwickelt für die reibungslose Einführung und Positionierung von Endotherapie-Instrumenten

Wählen Sie das richtige Endotherapie-Instrument, ohne befürchten zu müssen, ein teures Endoskop zu beschädigen

Deutliche Bildgebung des Bronchialbaums mit einem System, welches hohe Bildqualität liefert

Einfache Integration der Ambu Visualisierungs- und Prozessoreinheiten in die verwendeten Dokumentationssysteme

Bieten Sie Ihrem Patienten ein steriles Endoskop und eliminieren Sie das Risiko einer Kreuzkontamination

*Ambu aScope 5 Broncho und Monitore sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ambu-Mitarbeiter vor Ort.

Ambu FOREVER
FORWARD

SPEZIFIKATIONEN

Optisches System

Blickfeld	120°
Blickrichtung	0° (Sicht nach vorn)
Schärfbereich der Optik	3 - 100 mm
Lichtquelle	LED
Chip-Technologie	CMOS

Einführungsbereich

Biegbare Sektion	210° nach oben, 210° nach unten
Durchmesser Einführungsschlauch	2,7 mm (0,11")
Durchmesser distales Ende	3,0 mm (0,12")
Maximaler Durchmesser des Einführungsbereichs	Max. Ø 3,2 mm (0,13")
Minimale Endotrachealtubusgröße (Innendurchmesser)	3,5 mm/10,5 Fr
Minimale Größe des Doppellumentubus	32 Fr
Arbeitslänge	600 mm (23,6")
Drehfunktion	120° links/rechts
Tiefenmarkierungen	Alle 5 cm

Arbeitskanal

Durchschnittlicher Innendurchmesser	1,2 mm (0,05")
Mindestbreite des Instrumentenkanals*	Min. Ø 1,15 mm (0,05")

Absauganschluss

Innendurchmesser des Verbindungsschlauchs	Ø 5,5 - 9,0 mm
---	----------------

Betriebsumgebung, Lagerung und Transport

Temperatur bei Transport	-10 - 55 °C (14 bis 131 °F)
Temperatur in der Betriebsumgebung	10 - 40 °C (50 bis 104 °F)
Temperatur während der Lagerung	10 - 25 °C (50 bis 77 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	10 - 85 %
Atmosphärischer Druck	50 - 106 kPa

Sterilisation

Sterilisationsverfahren	ETO
-------------------------	-----

Sonstiges

Kompatibilität	Kryobiopsiesonden
Frei von Latex, Phthalat und PVC	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

Artikel-Nr.	Menge (Ambu® aScope™ 5 Broncho 2.7/1.2)
624001000	5

* Es besteht keine Garantie, dass Endoskopiezubehör, welches ausschließlich aufgrund der Mindestbreite des Arbeitskanals ausgewählt wurde, kompatibel ist.



Das aScope 5 Broncho 2.7/1.2 wird mit den Ambu® aBox™ 2 und aView™ 2 Advance Visualisierungs- und Prozesseinheiten verwendet und kann einfach an externe Monitore angeschlossen werden.



Das aScope 5 Broncho 2.7/1.2 ist für Endotrachealtuben ab 3,5 mm Größe und Endotherapie-Instrumente für einen Arbeitskanaldurchmesser von bis zu 1,2 mm kompatibel.

Ambu FOREVER FORWARD

■ Ambu A/S
Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Dänemark
Tel.: +45 72 25 20 00
ambu.de

Ambu GmbH
Steinkopfstr. 4
61231 Bad Nauheim
Deutschland
Tel.: +49 6032 9250 0
www.ambu.de



US: Rx only