

UNSER EINWEG- KONZEPT FÜR DIE MODERNE ENDOSKOPIE

Das Ambu® aScope™ 5 Broncho kombiniert das hohe Maß an Manövrierfähigkeit und Bildgebung mit der Sterilität und Effizienz des Einweg-Konzepts. Das Resultat? Es bietet eine gleichbleibend hohe Performance, Sterilität und die für einen komplexen und anspruchsvollen Arbeitsablauf erforderliche Flexibilität. Es ist mit der Ambu® aBox™ 2 Visualisierungs- und Prozessoreinheit (Full-HD-Auflösung) kompatibel und kann problemlos an externe Monitore angeschlossen werden.



Das Ambu aScope 5 Broncho bietet eine gleichbleibend hohe Performance mit hervorragender Manövrierfähigkeit und neuer Rotationsfunktion, sowie ein intelligentes funktionales Design.

HERVORRAGENDE MANÖVRIERFÄHIGKEIT

Zugang zu schwer erreichbaren Arealen des Bronchialbaums:

Die Kombination aus Abwinkelungen von 195°/195° nach oben und unten, distalem Ende und Flexibilität des Einführbereiches wurde entwickelt, um Ihnen den Zugang zu schwer erreichbaren Arealen im Bronchialbaum zu erleichtern. Sie werden die hervorragende Manövrierfähigkeit feststellen, nicht zuletzt bei der Arbeit mit einem Endotherapie-Instrument.

Die 120° Links-/Rechtsrotation ermöglicht Ihnen, die Position des distalen Endes anzupassen, und so die Navigation sowie das Einführen von Endotherapie-Instrumenten zu erleichtern.





Ambu aScope 5 Broncho

BILDGEBUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Hochauflösender Kamerachip und
Full-HD-Visualisierungs- und Prozessoreinheit
(12,8"-Bildschirm):

Ambu aScope 5 Broncho und Ambu aBox 2
sorgen für Bildgebung auf höchstem Niveau.

Hervorragende Bildqualität:

Die fortschrittliche Bildverarbeitung, das 120°-Sichtfeld und das HD-System mit 3-100 mm Tiefenschärfe mit fortschrittlicher adaptiver automatischer Steuerung liefern Ihnen helle und klare Bilder, die Sie für Ihren Eingriff benötigen.

Verbesserte Sicht:

Der von Ambu entwickelte ARC-Algorithmus (Advanced Red Contrast) wurde programmiert, um die Sichtbarkeit roter Farbtöne im Bild zu verbessern, ohne das natürliche Aussehen zu verändern.

Intuitive Aufnahme, Auswertung und Dokumentation von Bild- und Videomaterial

Bilder und Videos können auf Knopfdruck am Bronchoskop aufgenommen, vergrößert und verkleinert werden, um sie nach dem Eingriff mit dem Patienten oder Kollegen zu besprechen. Die Kompatibilität mit dem PAC-System und elektronischer Patientenaktensoftware sorgt für eine reibungslose und effiziente Dokumentation.

WOLLEN SIE SICH VON DEN VORTEILEN EIN EIGENES BILD MACHEN? KONTAKTIEREN SIE UNS.

Wir können das Ambu aScope 5 Broncho und die aBox 2 schnell und einfach an Ihrem Arbeitsplatz einrichten, damit Sie ein Gefühl dafür entwickeln und sich selbst überzeugen können.

Ambu FOREVER
FORWARD

Ambu GmbH
Steinkopfstraße 4
61231 Bad Nauheim
Deutschland
Tel.: +49 (0) 6032 9250 0
ambu.de

FL - a55B - 2 Page - 042022 - Ambu GmbH. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.