

# SINGLE-USE EFFICIENCY, NEXT-LEVEL IMAGING

Ambu® Einweg-Lösungen für die Zystoskopie



**Ambu**



**Wie wäre es, wenn Sie die Effizienz Ihres Ambu® aScope™ 4 Cysto mit einem erstklassigen HD-Bild kombinieren könnten?**

**Mit dem neuen aScope™ 5 Cysto HD ist das jetzt möglich.**

#### **Das neue Ambu® aScope™ 5 Cysto HD**

Das aScope 5 Cysto HD bietet Ihnen die von Ihrem aScope 4 Cysto Einweg-Zystoskop gewohnte Effizienz - und das mit einem erstklassigen HD-Bild.

Wie beim aScope 4 Cysto handelt es sich um ein Einweg-Zystoskop, sodass die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird und Sie sich keine Gedanken darüber machen müssen, dass Ihr aScope 5 Cysto HD Einweg-Zystoskop beschädigt werden könnte.

#### **Hohe Bildqualität durch HD-Technologie**

Die Kombination aus hochauflösendem Kamerachip im aScope 5 Cysto HD und unserer innovativsten Full-HD Visualisierungseinheit Ambu® aView™ 2 Advance liefert ein erstklassiges Bild.

Mit dem aScope 5 Cysto HD und dem vollständig kompatiblen Ambu aView 2 Advance können Sie sich auf klare, scharfe Bilder verlassen. Dies wird es Ihnen erleichtern, anatomische Strukturen bei einer Vielzahl von Eingriffen in der Ambulanz, auf Station, der Intensivstation und der Notaufnahme zu identifizieren. Für Prozeduren im OP ist das aScope 5 Cysto HD auch vollständig mit der Ambu® aBox™ 2 kompatibel.

Unser Guide auf der nächsten Seite gibt Ihnen weitere Informationen darüber, wie das aScope 5 Cysto HD Sie bei Ihren aktuellen Anforderungen am besten unterstützen kann.

**MÖCHTEN SIE MEHR ÜBER DAS  
Ambu® aScope™ 5 Cysto HD ERFAHREN  
UND EINE DEMOSTELLUNG VEREINBAREN?**

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen unter [ambu@ambu.de](mailto:ambu@ambu.de)

Oder verwenden Sie den Guide auf der nächsten Seite, um herauszufinden, wie das aScope 5 Cysto HD zu Ihren klinischen Anforderungen passt.

# aScope 5 Cysto HD

# SO PASST DIE LÖSUNG ZU IHREN KLINISCHEN ANFORDERUNGEN

aScope 4 Cysto	SIE BENÖTIGEN	aScope 5 Cysto HD
<p>✓</p> <p>✗</p>	<p><b>IDEALE ANWENDUNG</b></p> <p>Eine kosteneffiziente Lösung für interne Konsile, die Notaufnahme und die Ambulanz</p> <p>Erstklassige Bildqualität für den OP, einschließlich ARC-Algorithmus (Advanced Red Contrast)</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>
<p>✓</p> <p>✗</p> <p>✗</p>	<p><b>VERFAHREN</b></p> <p>Therapeutische Zystoskopien (z. B. Ureterstent-Entfernung, Blasensteinversorgung und Biopsien)</p> <p>Diagnostische Zystoskopien (z. B. Nachsorge-Zystoskopien)</p> <p>Komplexe Zystoskopien (z. B. Behandlung mit HF- oder Laser-Instrumenten)</p>	<p>✗</p> <p>✓</p> <p>✓</p>
<p>✓</p> <p>✗</p>	<p><b>KOMPATIBILITÄT DER VISUALISIERUNGSEINHEITEN</b></p> <p>Ambu® aView™ 2 Advance</p> <p>Ambu® aBox™ 2</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>
<p>✓</p> <p>✗</p>	<p><b>PLATZIERUNG DER VISUALISIERUNGSEINHEITEN</b></p> <p>Befestigung am integrierten Standfuß auf einer ebenen Oberfläche oder an einem Infusionsständer</p> <p>Perfekte Integrierung an Ihren OP-Turm</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>
<p>✓</p> <p>✗</p>	<p><b>EINSTELLUNG DER VISUALISIERUNGSEINHEITEN</b></p> <p>180°-Rotation zum Anschluss in der besten Position für die jeweilige klinische Situation</p> <p>Multidirektional: Kann gedreht, angehoben oder abgesenkt werden, um Ihren Bedürfnissen während des Eingriffs gerecht zu werden.</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>
<p>✓</p> <p>✓</p>	<p><b>DOKUMENTATION DURCH DIE VISUALISIERUNGSEINHEITEN</b></p> <p>Die Ambu Visualisierungseinheiten werden via DICOM an das PACS angeschlossen, damit Sie Ihre aufgezeichneten Patientenbilddaten problemlos übertragen können.</p> <p>Direkter Anschluss an Ihr elektronisches Patientenaktensystem</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>

## ZUKUNFTSWEISENDE LÖSUNGEN

Ambu verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich Einweg-Endoskopie und bietet Ihnen eine zuverlässige, sterile und kostengünstige Lösung. Im Jahr 2009 brachten wir das weltweit erste flexible Einweg-Bronchoskop auf den Markt. 2020 wurden bereits über 1 Million Ambu Einweg-Endoskope in mehr als 6.000 Krankenhäusern weltweit eingesetzt.

### Das weltweit größte Forschungs- und Entwicklungsteam für Einweg.

Ambu beschäftigt Hunderte von Ingenieuren in fünf Innovationszentren auf der ganzen Welt - drei davon konzentrieren sich ausschließlich auf Endoskopie-Lösungen. In unseren modernen Produktionsstätten arbeiten sie mit medizinischen Fachkräften und medizinischem Personal zusammen. Unser modularer Designansatz, unsere Infrastruktur und unsere umfassende Erfahrung ermöglichen es uns, hochwertige Einwegtechnologien für alle klinischen Bereiche zu entwickeln und effizient bereitzustellen.

### Voller Fokus auf Einweg-Endoskopie

Zwanzig Prozent unseres Umsatzes der Einwegprodukte fließen zurück in die Forschung und Entwicklung. In den nächsten drei Jahren werden wir zahlreiche Einweg-Endoskope in einer Reihe von klinischen Bereichen einführen, darunter Lösungen für die Urologie. Mit einem erfahrenen, zuverlässigen Partner können Sie Ihre Einweg-Lösung für die Endoskopie über mehrere klinische Bereiche hinweg standardisieren.

Weitere Informationen finden Sie unter [ambu.de/Urologie](https://ambu.de/Urologie)

Ambu A/S  
Baltorpbakken 13  
2750 Ballerup,  
Dänemark  
Tel.: +45 7225 2000  
[ambu.de](https://ambu.de)