


DATENBLATT

Ambu® Neuroline™ Subdermal und Ambu® Neuroline™ Twisted Pair Subdermal sind aus rostfreiem Stahl gefertigt und bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Steifheit und Flexibilität. Die Nadelelektroden bieten ein stabiles Impedanzniveau und sind mit einer Nadelspitze ausgestattet, die die Einstichkraft reduziert.

Die Kabel sind flexibel und farbcodiert, um das Identifizieren der Nadeln zu erleichtern.



Ambu® Neuroline™ Subdermal

Ambu® Neuroline™ Twisted Pair Subdermal



DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

Die Nadelspitze ist so gestaltet, dass die Einstichkraft reduziert wird

Signalqualität mit stabilem Impedanzniveau

Nadel aus rostfreiem Stahl mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Stärke und Flexibilität

Farbcodierte Kabel zum leichteren Identifizieren der Nadeln

EMPFOHLENE ANWENDUNGSGEBIETE

Elektromyographie (EMG)

Elektroenzephalographie (EEG)

Evozierte Potenziale (EP)

Intraoperatives Monitoring (IOM)

Ambu

SPEZIFIKATIONEN

Umwelt

Elektrode wurde nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Kabel wurde nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Verpackung ist PVC-frei


MATERIALIEN

Elektrode


| | |
|-------------------------|---|
| Nadel | Rostfreier Stahl |
| Kabel | Verzinnter Kupferdraht mit PVC-Isolierung |
| Konnektor | Kupferlegierung |
| Kunststoff Schutzkappe | Polyethylen (PE) |
| Anschlussstyp | 1,5 mm berührungsgeschützt (DIN 42 802) |
| Sterilisationsverfahren | EO-sterilisiert |

Verpackung

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Beutel, transparente Schicht | Polyethylenterephthalat (PET) |
| Beutel, mittlere Schicht | Polypropylen (PP) |
| Beutel, Papierschicht | Papier |
| Box | Karton |



M = 1,5 mm Konnektor



Lagerungstemperatur

VERFÜGBARE KONFIGURATIONEN

| Artikelnummer | Nadel-länge | | Durch-messer | | Kabel-länge | | Kabelfarbe | Haltbarkeit in Monaten (ungeöffnete Beutel) | Verpackung | | |
|-------------------------------|-------------|------|--------------|-------|-------------|------|------------|---|---------------|-------------------|-----------------|
| | mm | Zoll | mm | Gauge | cm | Zoll | | | Stück/ Beutel | Stück/ innere Box | Stück/ Umkarton |
| Subdermal | | | | | | | | | | | |
| 74512-50/24 | 12 | 0.5 | 0.40 | 27G | 50 | 20 | | 60 | 1 | 24 | 384 |
| 74512-100/24 | 12 | 0.5 | 0.40 | 27G | 100 | 40 | | 60 | 1 | 24 | 384 |
| 74512-150/24 | 12 | 0.5 | 0.40 | 27G | 150 | 60 | | 60 | 1 | 24 | 384 |
| 74512-250/24 | 12 | 0.5 | 0.40 | 27G | 250 | 100 | | 60 | 1 | 24 | 384 |
| Twisted Pair Subdermal | | | | | | | | | | | |
| 74612-100/1/20* | 12 | 0.5 | 0.40 | 27G | 100 | 40 | | 60 | 1 | 20 | 160 |
| 74612-150/1/20* | 12 | 0.5 | 0.40 | 27G | 150 | 60 | | 60 | 1 | 20 | 160 |
| 74612-250/1/20* | 12 | 0.5 | 0.40 | 27G | 250 | 100 | | 60 | 1 | 20 | 160 |

*Der Farbsatz 1 enthält rote, blaue, grüne, gelbe und orange Kabel, jeweils gepaart mit einem weißen und einem schwarzen Kabel. Jede Schachtel enthält 2 Stück jeder Farbkombination.

74512-50/24 ● Produkt ● Nadellänge ● Nadeldurchmesser ● Stück pro innere Box

Ambu

Ambu GmbH
Steinkopfstraße 4
61231 Bad Nauheim
Deutschland
Tel. +49 (0) 60 32/92 50-0
ambu.de

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
ambu.com



US: Rx only