




Ambu[®] Neuroline[®]

Einweg-Nadelelektroden
für das Intraoperative Monitoring

Neuroline

Ambu® Neuroline® Twisted Pair Subdermal




Die wichtigsten Vorteile

- Optimale Nadel für das IOM, da sie durch die verdrehten Kabel wenig Interferenzen und eine geringe Artefaktrate aufweisen
- Lanzettenschliff für eine einfache Penetration der Haut
- Optimale Stabilität bei gleichzeitiger Flexibilität bietet

| Bestellnummer | Kabellänge (in cm) | Nadellänge (in mm) | Durchmesser | | Farbkodierung | Haltbarkeit in Monaten (ungeöffnete Tüte) | Verpackung | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------|---------------|--|------------|----------------------------|--------------|
| | | | (in mm) | (in G) | | | Tüte | Kleinste Versandeinheit | Umverpackung |
| 746 12-100/1/20 | 100 | 12 | 0,40 | 27G | | 60 | 1 | 20 | 160 |
| 746 12-150/1/20 | 150 | 12 | 0,40 | 27G | ●●●●●●●● | 60 | 1 | 20 | 160 |
| 746 12-250/1/20 | 250 | 12 | 0,40 | 27G | ●●●●●●●● | 60 | 1 | 20 | 160 |

Ambu® Neuroline® Corkscrew



Die wichtigsten Vorteile

- Anwenderfreundlicher Nadelhalter für eine einfache Anwendung
- 6 verschiedene Kabelfarben

| Bestellnummer | Kabellänge (in cm) | Farbkodierung | Haltbarkeit in Monaten (ungeöffnete Tüte) | Verpackung | | |
|---------------|-----------------------|---------------|--|------------|----------------------------|--------------|
| | | | | Tüte | Kleinste Versandeinheit | Umverpackung |
| 747 15-60/24 | 120 | | 36 | 1 | 24 | 576 |
| 747 20-60/24 | 200 | ○●●●●●●● | 36 | 1 | 24 | 576 |
| 747 25-60/24 | 250 | | 36 | 1 | 24 | 576 |


Ambu® Neuroline® Subdermal



Die wichtigsten Vorteile

- Geringer Rauschwert und Impedanz für ein klares und zuverlässiges Signal
- Lanzettenschliff für eine einfache Penetration der Haut
- Optimale Stabilität bei gleichzeitiger Flexibilität bietet
- Farbkodierte Kabel

| Bestellnummer | Kabellänge (in cm) | Nadellänge (in mm) | Durchmesser | | Farbkodierung | Haltbarkeit in Monaten (ungeöffnete Tüte) | Verpackung | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------|---------------|--|------------|----------------------------|--------------|
| | | | (in mm) | (in G) | | | Tüte | Kleinste Versandeinheit | Umverpackung |
| 745 12-50/24 | 50 | 12 | 0,40 | 27G | | 60 | 1 | 24 | 384 |
| 745 12-100/24 | 100 | 12 | 0,40 | 27G | | 60 | 1 | 24 | 384 |
| 745 12-150/24 | 150 | 12 | 0,40 | 27G | ○●●●●●●● | 60 | 1 | 24 | 384 |
| 745 12-250/24 | 250 | 12 | 0,40 | 27G | ○●●●●●●● | 60 | 1 | 24 | 384 |



IOM - Portfolio

Ambu Neuroline Empfehlung:

- 745 Subdermal Nadel
- 746 Twisted Pair Subdermal
- 747 Corkscrew

