


DATENBLATT

Die Ambu Subdermal Corkscrew und Ambu Subdermal Twisted Pair Corkscrew sind Nadelelektroden aus rostfreiem Stahl, die in die Kopfhaut des Patienten eingedreht werden. Sie verfügen über einen ergonomischen Griff, farbkodierte Kabel und einen 1,5 mm Sicherheitsanschluss nach DIN 42802.

Die Ambu Subdermal Corkscrew und Ambu Twisted Pair Corkscrew wurden für das Monitoring, die Aufzeichnung und Stimulation von Bio- und Nervenpotentialsignalen entwickelt.

Ambu® Subdermal Corkscrew Ambu® Subdermal Twisted Pair Corkscrew



DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

Ergonomischer Griff für mehr Komfort

Einfache Identifizierung durch farbkodierte Kabel

Nadelelektroden aus rostfreiem Stahl

1,5 mm Sicherheitsanschluss nach DIN 42802

EMPFOHLENE ANWENDUNGSGEBIETE

Intraoperatives Monitoring (IOM)

Elektroenzephalogramm (EEG)

Evozierte Potentiale (EP)

Ambu

SPEZIFIKATIONEN

Elektrode

Anschlussstyp	1,5 mm Sicherheitsanschluss nach DIN 42802
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid (EO)

Umwelt

Elektroden, Kabel und Verpackung wurden nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt
PVC-freie Verpackung


MATERIALIEN

Elektrode


Nadel	0,60 mm (23 Gauge), Edelstahl
Kunststoffgriff	PVC
Kabel	PVC-isoliertes, verzinnertes Kupferkabel

Verpackung

Beutel, transparente Schicht	Polyester/Polyethylen
Beutel, Papierschicht	Papier
Schachtel	Karton



Subdermal Corkscrew



Subdermal Twisted Pair Corkscrew

VERFÜGBARE KONFIGURATIONEN

Artikelnummer	Kabellänge		Farbcodierung	Haltbarkeit/Monate (ungeöffnete Beutel)	Verpackungseinheiten		
	cm	inch			Stück/Beutel	Stück/innere Box	Stück/Umkarton
Subdermal Corkscrew							
74715-60/24	120	47"	○ ● ● ● ● ●	36	1	24	576
74720-60/24	200	79"		36	1	24	576
74725-60/24	250	98"		36	1	24	576
Subdermal Twisted Pair Corkscrew							
74812-60/12	120	47"	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	36	1	12	576
74820-60/12	200	79"		36	1	12	576
74825-60/12	250	98"		36	1	12	576

Ambu

Distributed by:

Ambu GmbH
Steinkopfstraße 4
61231 Bad Nauheim
Deutschland
T +49 (0) 6032 0250 0
ambu.de

Manufactured by:

Technomed Europe
Amerikalaan 71
6199 AE Maastricht-Airport
The Netherlands

CE₀₃₄₄ US: Rx only