

# Ambu® Neuroline™ 715

## DATENBLATT

---

Die Ambu® Neuroline™ 715 ist eine selbstklebende und repositionierbare Oberflächenelektrode innerhalb des Ambu® Neurologie-Portfolios.

Die Elektrode besteht aus einem hautfreundlichen Festgel, das es Ihnen ermöglicht, die Elektrode mehrmals zu positionieren, ohne dass sie ihre Klebewirkung verliert. Eine transparente Rückseite ermöglicht eine visuell geführte Platzierung des Sensors über dem Messpunkt. Der Silber/Silberchlorid-Sensor gewährleistet eine stabile Signalqualität.

Die Elektrode ist mit einem dünnen und flexiblen farbcodierten Kabel zur Identifizierung der Position erhältlich. Das Kabel hat eine Länge von 50 cm, 80 cm, 120 cm oder 200 cm und wird mit einem berührungssicheren 1,5mm-Stecker geliefert.



## DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

---

Repositionierbare, selbstklebende Festgel-Elektrode

Hautfreundliches Festgel

Silber/Silberchlorid-Sensor sorgt für stabile Signalqualität

Die transparente Rückseite ermöglicht eine visuell geführte Platzierung des Sensors über dem Messpunkt

Farbcodierte Kabel zur Identifizierung der Position

Dünnes und flexibles Kabel

## EMPFOHLENE ANWENDUNGSGEBIETE

---

Neurophysiologische Untersuchungen von Muskeln und/oder Nerven

# Ambu

## SPEZIFIKATIONEN

### Abmessungen

Elektrodengröße (max. L x B oder Durchmesser in mm)	30 x 22
Klebefläche (in mm <sup>2</sup> )	493

### Sensor

Sensormaterial	Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)
Gel-Typ	Festgel
Gelfläche / Messfläche (in mm <sup>2</sup> )	493

### Umwelt

Elektrode wird nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt
Kabel wird nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt
Verpackung ist PVC-frei

## MATERIALIEN

### Elektrode

Biokompatibel	Ja
Trägermaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Hautkleber	Hydrogel
Obermaterial	Polyester-Vliesstoff
Kabelader	Kupfer
Kabelisolierung	Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelanschluss	Messing / Polypropylen (PP)
Folienträger	Polyethylenterephthalat (PET)

### Verpackung

Beutel, innere Schicht	Polyethylen (PE)
Beutel, mittlere Schicht	Aluminium (Al)
Beutel, äußere Schicht	Papier
Box	Karton



K = 1.5 mm Konnektor



Lagerungstemperatur

## VERFÜGBARE KONFIGURATIONEN

Artikelnummer	Kabellänge		Kabelfarbe	Haltbarkeit		Stück/Beutel	Verpackung	
	cm	Zoll		ungeöffnete/ geöffnete Beutel	Stück/innere Box		Stück/ Umverpackung	
71505-K/C/12	50	20	●●●	24 Monate	7 Tage	12	240	1920
71508-K/C/12	80	32	●●●	24 Monate	7 Tage	12	120	960
71512-K/C/12	120	48	●●●	24 Monate	7 Tage	12	120	960
71520-K/C/12	200	80	●●●	24 Monate	7 Tage	12	120	960

- 71505-K/C/12
- Produkt
  - Kabellänge
  - Konnektor
  - Farbsatz
  - Elektroden pro Beutel

# Ambu

Ambu GmbH  
Steinkopfstraße 4  
61231 Bad Nauheim  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 60 32/92 50-0  
ambu.de

**Ambu A/S**  
Baltorpbakken 13  
2750 Ballerup  
Denmark  
T +45 72 25 20 00  
ambu.com



US: Rx Only