

DATENBLATT

Der Ambu aCart Plus ist ein stabiler Wagen, der Ihnen während endoskopischen Eingriffen zur Seite steht.

Robust und effizient

Die robuste Konstruktion hält den aCart Plus Wagen auch bei intensiver Nutzung langlebig.

Zertifiziert von der DGKH (Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene)

Die pflegeleichten Oberflächen und die Bauweise des aCart Plus ermöglichen ein schnelles Reinigen und Desinfizieren des aCart Plus.

Ambu® aCart™ Plus



DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

- Zwei Säulen mit integrierten Kabelkanälen
- Monitorhalterung
- Höhenverstellbare Endoskophalterung
- Schiene für medizinisches Zubehör
- Zwei CO₂-Flaschenhalterungen
- Ablageflächen
- Flaschenhalter für steriles Wasser
- Sockel mit vier feststellbaren Doppel-Lenkrollen

Ambu

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen

Breite	964 mm (37,95 in) (total) 614 mm (24,17 in) (ohne CO ₂ -Flaschenhalterung)
Höhe, ohne Endoskophalterung	1.730 mm (68,11 in)
Höhe, mit Endoskophalterung	min. 1.963 mm (77,28 in) / max. 2.833 mm (111,54 in)
Tiefe	625 mm (24,61 in)
Paket Abmessungen (B/H/T)	720/1.730/720 mm (28,35/68,11/28,35 in)

Gewicht

Total	43 kg (94,8 lbs)
-------	------------------

Belastbarkeit

Höchstbelastung	150 kg (330,6 lbs)
Je Ablagefläche	50 kg (110,2 lbs)
Monitorhalterung	14 kg (30,8 lbs)
Je CO ₂ -Flaschenhalterung	20 kg (44 lbs)
Endoskophalterung	5 kg (11 lbs)
Schiene für medizinisches Zubehör	10 kg (22 lbs)

Geräteklassifizierung

Europa	Klasse I, CE zertifiziert gemäß DIN EN 60601-1
--------	--

Betriebsumgebung


Betriebstemperatur	10 - 40°C (50 - 104°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	30 - 75 %
Atmosphärischer Druck	70 - 106 kPa

Lagerung

Lagerungstemperatur	-25 - 70°C (-13 - 158°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	10 - 95 %
Atmosphärischer Druck	50 - 120 kPa

BESTELLINFORMATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackungseinheit
KU.9740.800	Ambu aCart Plus	1 Stk.
ZUBEHÖR	Ambu aCart Isolation Transformer Trenntransformator	1 Stk.



Ambu

Distributoren:

Ambu GmbH
Steinkopfstraße 4
61231 Bad Nauheim
Deutschland
Tel. +49 (0) 60 32/92 50-0
ambu.de

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
ambu.com

Supplier:

ITD GmbH
Sportplatzstraße 3
84381 Johanniskirchen
Deutschland
www.itd-cart.com