

DATENBLATT

Die Ambu King Mask ist eine anatomisch geformte Einweg-Anästhesie-Gesichtsmaske, die so konzipiert ist, dass sie die Gesichtsanatomie bei minimalem Druck auf das Gesicht dicht abschließt. Die Ambu® King Mask hat einen dünnen Cuff, der das Herstellen einer adäquaten Abdichtung bei einer Vielzahl von Patienten verbessert. Darüber hinaus kann die Abdichtung durch Befüllen oder Entleeren des Cuffs mithilfe des Cufffüllventils an die anatomischen Konturen des Patienten angepasst werden.

Die Ambu King Mask ist als MR-sicher eingestuft und daher für die Verwendung in einer MR-Umgebung geeignet.

Die Ambu King Mask ist außerdem als Aromamaske in den Varianten Fresh Scent (Minze), Bubble Gum, Erdbeere und Kirsche erhältlich. Dies kann insbesondere bei Kindern während der Anästhesieeinleitung eine beruhigende Wirkung haben¹.

Fünf Aromen

- aromafrei (Blau)
- Fresh Scent (Minze) (Grün)
- Bubble Gum (Lila)
- Erdbeere (Pink)
- Kirsche (Rot)

Sieben Größen

- Größe 1 Neugeborene
- Größe 2 Säuglinge
- Größe 3 Kleinkinder
- Größe 4 Kinder / Erwachsene klein
- Größe 5 Erwachsene mittel
- Größe 6 Erwachsene groß
- Größe 7RD Erwachsene sehr groß

Ambu® King Mask

Einweg-Anästhesie-Gesichtsmaske



DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

Abdichtung kann durch Befüllen oder Entleeren des Cuffs mit dem Cufffüllventil verbessert werden

Der Cuff ist dünn und geschmeidig, für eine exzellente Abdichtung auf dem Gesicht

Gerillte Struktur auf der Cuffoberseite sorgt für einen verbesserten Halt

Anatomisch geformter Cuff für bessere Anpassung an das Gesicht mit minimalem Druck

Transparenter Maskendom zur einfachen Beobachtung des Patientenzustands








MR-sicher

Erhältlich mit oder ohne Hakenring*






¹ Fukumoto M, Arima H, Ito S, Takeuchi N, Nakano H. Distorted perception of smell by volatile agents facilitated inhalational induction of anesthesia. Paediatr Anaesth. 2005 Feb; 15 (2): 98-101.

* Nicht verfügbar für die Größen 1 und 2.

BESTELLINFORMATIONEN OHNE HAKENRING

Gesichtsmaske	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4	Größe 5	Größe 6	Größe 7RD
Farbcodierung der Verpackung							
Original (aromafrei)	1012UB	1022UB	1032UB	1045UB	1055UB	1065UB	1075UB
Fresh Scent (Minze)	2012SB	2022SB	2032SB	2045SB	2055SB	2065SB	2075SB
Bubble Gum		1122SB	1132SB	1145SB			
Erdbeere		1222SB	1232SB	1245SB			
Kirsche		1322SB	1332SB	1345SB			

MIT HAKENRING

Gesichtsmaske	Größe 3	Größe 4	Größe 5	Größe 6	Größe 7RD
Farbcodierung der Verpackung					
Original (aromafrei)	1032UH	1045UH	1055UH	1065UH	1075UH
Fresh Scent (Minze)	2032SH	2045SH	2055SH	2065SH	2075SH
Bubble Gum	1132SH	1145SH			
Erdbeere	1232SH	1245SH			
Kirsche	1332SH	1345SH			

Verpackungsgrößen:

Artikelnummern, die auf 2 enden = 20 Stück pro Verpackungseinheit

Artikelnummern, die auf 5 enden = 50 Stück pro Verpackungseinheit

MATERIALIEN

Produkt	Material
Cuff	PVC Polyvinylchlorid (phthalatfrei)
Maskendom	Polycarbonat
Hakenring	Polycarbonat
Ventilgehäuse	Polycarbonat
Ventilschaft	Silikongummi
Ventil	PP Polypropylen

Verpackung

Beutel	LDPE
Umverpackung	Karton

Umwelt

Phthalatfrei	Ja
Nicht aus Naturkautschuklatex gefertigt	Ja

SPEZIFIKATIONEN

Größe	Gewicht
1	15 g
2	18.0 g
3	33.0 g
4	39.0 g
5	48.0 g
6	59.0 g
7RD	53.0 g

Technische Informationen

Konnektorgröße	15 mm AD-Konnektor für Gr. 1 und 2 gemäß EN ISO 5356-1. 22 mm ID-Konnektor für Gr. 3, 4, 5, 6 und 7RD gemäß EN ISO 5356-1.
Cufffüllventil	Kompatibel mit Luer-Slip-Spritze
Betriebstemperaturgrenzen	-20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F) gemäß EN 1789.
Lagertemperaturgrenzen	-40 °C bis +70 °C (-40 °F bis +158 °F) gemäß EN 1789 und EN ISO 10651-4.

Empfohlene Langzeitlagerung in geschlossener Verpackung bei Raumtemperatur, vor Sonnenlicht geschützt.



Aromafrei



Fresh Scent



Erdbeere



Kirsche



Bubble Gum

Ambu

Ambu GmbH

Steinkopfstraße 4
61231 Bad Nauheim
Deutschland
T +49 (0) 60 32/92 50-0
ambu.de

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
ambu.com

