

# Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske

## DATENBLATT

---

Die Ambu Einweg Open Cuff Gesichtsmasken sind anatomisch geformte Gesichtsmasken mit einem weichen, farbcodierten Cuff, der eine schnelle Identifizierung der Größe und eine gute, komfortable Abdichtung ermöglicht.

Die Gesichtsmasken verfügen außerdem über einen transparenten Maskendom, der es ermöglicht, den Zustand des Patienten zu beobachten.

Die Maske der Größe 0 ist für Frühgeborene vorgesehen und hat eine flexible, runde Form.

Die in 8 Größen erhältlichen Ambu Einweg Open Cuff Gesichtsmasken sind für den Einsatz bei Säuglingen, Kindern und Erwachsenen geeignet.

Diese Produkte sind PVC- und latexfrei.



## DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

---

Leichte, anatomisch geformte Gesichtsmasken mit weichem Cuff

Erhältlich in 8 verschiedenen farbcodierten Größen zur einfachen Größenidentifizierung

Maske der Größe 0 ist für Frühgeborene vorgesehen und hat eine runde Form

Transparenter Maskendom zur Beobachtung des Patientenzustands

PVC- und latexfrei

# Ambu

## MATERIALIEN

Produkt	Materialien
Cuff	TPE
Maskendom	Polypropylen
Frühgeborenengröße 0	Silikon

## GRÖSSE

Typ	Gewicht
0 Frühgeborene	8.5 g
1 Neugeborene	7.1 g
2 Säuglinge	8.9 g
3 Kinder	15.1 g
4 Erwachsene klein	18.5 g
5 Erwachsene mittel	21.6 g
6 Erwachsene groß	25 g
7 Erwachsene sehr groß	27.8 g

## BESTELLINFORMATIONEN

Artikelnummer	Typ	Stück/VE
○ 306 0000 00	Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske Gr. 0 Frühgeborene	20
● 306 1000 00	Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske Gr. 1 Neugeborene	20
● 306 2000 00	Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske Gr. 2 Säuglinge	20
○ 306 3000 00	Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske Gr. 3 Kinder	50
● 306 4000 00	Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske Gr. 4 Erwachsene (klein)	50
● 306 5000 00	Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske Gr. 5 Erwachsene (mittel)	50
● 306 6000 00	Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske Gr. 6 Erwachsene (groß)	50
● 306 7000 00	Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske Gr. 7 Erwachsene (sehr groß)	20



Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmaske



Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmasken, Größen 3, 4, 5 und 6



Ambu® Einweg Open Cuff Gesichtsmasken, Größen 0 - 7

# Ambu

Distributed by:  
**Ambu GmbH**  
 Steinkopfstraße 4  
 61231 Bad Nauheim  
 Deutschland  
 Tel. +49 (0) 60 32/92 50-0  
 ambu.de

Manufactured by:  
**Ningbo Shengyurul Medical Appliances Co., Ltd.**  
 No.138 Binhaisi Rd.,  
 Hangzhou Bay New Zone  
 315336 Ningbo City,  
 Zhejiang Province, China



0120

US: Rx Only