AmbuMan® Compression



Die wichtigsten Vorteile

- · Kompaktes und mobiles Trainingsgerät
- Realistisches Training der Thoraxkompression
- Visualisierung der richtigen Kompressionstiefe
- Anatomisch korrekter geschlossener Torso
- Einfaches AED Training durch realistische Platzierung der Defibrillationselektroden
- Praktisches 5er Set für optimales Gruppentraining

AmbuMan Compression

Der AmbuMan Compression ist als kompaktes und mobiles Basisgerät für die Breitenausbildung konzipiert worden.

Das Trainingsgerät ermöglicht das optimale Training der richtigen Thoraxkompression, worauf bei der heutigen Breitenausbildung der Fokus gelegt wird. Desweiteren können Defibrillationselektroden realistisch platziert werden, um den einfachen Umgang mit einem AED zu trainieren.

Das AmbuMan Compression 5er Set eignet sich besonders für das Gruppentraining. Auf Wunsch ist er auch mit Kopf erhältlich.

Realistische Thoraxkompression

Bei der compression only CPR ist es wichtig, die richtige Thoraxkompression zu trainieren. Das Trainingsgerät verfügt über eine Anzeige, die dem Übenden Feedback bezüglich der Kompressionstiefe gibt.

Kompakt und mobil

Der AmbuMan Compression ist ein kompaktes und mobiles Trainingsgerät. Das AmbuMan Compression 5er Set kommt in einer praktischen Tragetasche zum leichten Transport an den Trainingsort.

Einfaches AED Training

Dank seines geschlossenen Torsos können die Defibrillationselektroden realistisch platziert werden. Dies ermöglicht ein einfaches Training der AED Anwendung.



Technische Daten

Gewicht Torso	2,0 kg
Gewicht 5 x Torso mit Tragetasche	10,5 kg
Gesamte Länge Torso	45 cm
Maximale Kompressionstiefe	7,5 cm

Material

Basiseinheit	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Brustkorb	SEBS (Styrol-Ethylen-Butylen-Styrol)



Geschlossener Torso

Bestellinformationen

Artikelnummer	Bezeichnung
A268 004 000	AmbuMan Compression 5er Set inkl. 5 AmbuMan Compression Torsi und Tragetasche
Soo o26 830	AmbuMan Compression 5er Set Complete inkl. 5 AmbuMan Compression Torsi, 5 Köpfe, 5 Gesichtsmasken und Tragetasche



Platzierung der Defibrillationselektroden



Anzeige Kompressionstiefe



Tragetasche für für das AmbuMan Compression 5er Set

Ambu A/S Baltorpbakken 13 DK - 2750 Ballerup Denmark Tel. +45 7225 2000 Fax +45 7225 2053 www.ambu.com