


# Ambu® Skin Fix



## Die wichtigsten Vorteile

- Fixiert die Elektrodenanschlusskabel
- Reduziert EKG-Bewegungsartefakte
- Atmungsaktives, mikroporöses Material
- minimiert die Zugbelastung der Kabel
- Mehrmalige Kabelfixierung ist möglich
- Flüssigkeitsabweisende Oberfläche

## Ambu® Skin Fix

Ambu Skin Fix ist ein Elektrozubehör, das zur Fixierung von Anschlusskabeln am Patienten dient. Dieses Produkt schützt vor Elektrodenlockerung und Ablösung durch mechanische Belastung. Dank des atmungsaktiven Vliesmaterials ist das Skin Fix auch über längere Zeiträume bequem

auf der Haut zu tragen. Der blaue Fixierstreifen kann mehrmals geöffnet und wieder geschlossen werden, so dass ein Elektrodenaustausch beziehungsweise eine Elektrodenrepositionierung leicht möglich ist.

## Technische Daten

Abmessungen	
Elektrodengröße (L x B max. in mm)	59 x 55
Hautkontaktfläche (L x B max. in mm)	55
Klebefläche (in mm²)	2296
Höhe ohne Anschluss (in mm)	1,2

Umweltfreundlichkeit	
PVC-frei	Ja
Latexfrei	Ja
PVC-freie Verpackung	Ja
Röntgen- und Magnetresonanz	
Röntgentransluzent	Ja
MRT-tauglich	Ja
Haltbarkeit	
Geöffneter Beutel	24 Monate
Geschlossener Beutel*	24 Monate
Achtung	
Nur für den Einmalgebrauch	

\* ab dem Produktionsdatum


## Materialien

Materialien	
Biokompatibel	Ja
Klebermaterial	Acrylat
Haltestreifen Trägermaterial	EVA modifiziertes Polyethylen (EVA-PE)
Klebermaterial Haltestreifen	Acrylat
Folienträger / Schutzkappe	Papier

Verpackung	
Beutel	Polyethylen (PE)
Schachtel	Pappe
Standardpackung	
Anzahl Trägerfolie	1
Anzahl Beutel	50
Anzahl Schachtel	500
Mindestabnahme	500

## Erhältliche Konfigurationen

Artikelnummer	Menge Innen-/Außenverpackung
2703/50	50/500



**Ambu A/S**  
 Baltorpbakken 13  
 DK-2750 Ballerup  
 Denmark  
 Tel: +45 72 25 20 00  
 Fax: +45 72 25 20 50  
 www.ambu.com

**Ambu GmbH**  
 In der Hub 5  
 D-61231 Bad Nauheim  
 Tel. 06032 9250-0  
 Fax 06032 9250-200  
 www.ambu.de

