



**Ambu® EKG-Elektroden
für die Neonatologie**

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

BlueSensor

NEO X



Größe: 25 x 20 mm
PVC-frei / Latexfrei
Haltbarkeit: 24 Monate

- ✓ Transparentes Material zur Hautbeobachtung
- ✓ Hautfreundliches Festgel - für eine zuverlässige Haftung
- ✓ Zuverlässiger Ag/AgCl-Sensor für ausgezeichnete Signale
- ✓ Vierblättrige Kleeblattform - für überlegene Haftung
- ✓ Exzellente Langzeithaftung im Inkubator
- ✓ Sehr kleine Abmessungen - speziell für Frühgeborene
- ✓ Berührungsfreies, hygienisches Applikationssystem
- ✓ Röntgentranszulent

BlueSensor NF



Größe: 30 x 22 mm
Latexfrei
Haltbarkeit: 24 Monate

- ✓ Atmungsaktiver Gewebeträger - für optimale Hautverträglichkeit
- ✓ Hautfreundliches Festgel - für eine zuverlässige Haftung
- ✓ Zuverlässiger Ag/AgCl-Sensor für ausgezeichnete Signale
- ✓ Dezentrierter Anschluss - vermindert störende Artefakte
- ✓ Mit farbkodiertem Anschlusskabel erhältlich

BlueSensor BRS



Größe: 16 x 19 mm
Latexfrei
Haltbarkeit: 18 Monate

- ✓ Atmungsaktiver Gewebeträger - für optimale Hautverträglichkeit
- ✓ Hautfreundliches, repositionierbares Festgel - für eine zuverlässige Haftung
- ✓ Zuverlässiger Ag/AgCl-Sensor für ausgezeichnete Signale
- ✓ Besondere Entenfuß-Form für eine für bessere Haftung
- ✓ Kleine und mittlere Größe - passend für die meisten Patienten in der Neonatologie
- ✓ Röntgentranszulent

BlueSensor BR



Größe: 28 x 20 mm
Latexfrei
Haltbarkeit: 18 Monate

WhiteSensor 40554



Vorverkabelt mit 1,5 mm Anschluss

WhiteSensor 40556



Vorverkabelt mit 1,5 mm Anschluss

Größe: 22 x 22 mm
Kabellänge 60 cm, farbkodiert
PVC-frei / Latexfrei
Haltbarkeit: 24 Monate

- ✓ Atmungsaktiver Gewebeträger - für optimale Hautverträglichkeit
- ✓ Hautfreundliches Festgel - für eine zuverlässige Haftung
- ✓ Kleine Größe - ideal für neonatale Patienten
- ✓ 3 Elektroden pro Träger für eine schnelle Applikation
- ✓ Röntgentranszulent

WhiteSensor

Ambu® EKG-Elektroden Bestellübersicht

Bestellnummer	Elektroden- größe (mm)	Kabellänge (cm)	Farbcodierung	Anschluss- typ	St./Beutel	St./Karton*
NEOX-60-K/EU/3	25 x 20	60	●●●	1,5 mm	3	960
BR-50-A/12	28 x 20	50	○	4 mm	12	1.200
BR-50-K/12	28 x 20	50	○	1,5 mm	12	1.200
BR-50-K/EU/12	28 x 20	50	●●●	1,5mm	12	1.200
BRS-50-A/12	16 x 19	50	○	4 mm	12	1.200
BRS-50-K/12	16 x 19	50	○	1,5 mm	12	1.200
BRS-50-K/EU/12	16 x 19	50	●●●	1,5 mm	12	1.200
BRS-50-K/EU/3	16 x 19	50	●●●	1,5 mm	3	1.200
NF-00-S/12	44,3 x 22	-		Druckknopf	12	2.400
NF-10-A/12	30 x 22	10	○	4 mm	12	1.200
NF-50-A/12	30 x 22	50	○	4 mm	12	1.200
NF-50-J/W/12	30 x 22	50	○ (gewickelt)	2 mm	12	1.200
NF-50-K/12/EU	30 x 22	50	●●●	1,5 mm	12	1.200
NF-50-K/3/EU	30 x 22	50	●●●	1,5 mm	12	1.200
NF-50-K/W/12	30 x 22	50	○ (gewickelt)	1,5 mm	12	1.200
NF-50-K/W/30	30 x 22	50	○ (gewickelt)	1,5 mm	12	1.200
NF-60-K/W/HC/30	30 x 22	60	○ (gewickelt)	1,5 mm	30	
40554	22 x 22	60		Verkabelt/ 1,5 mm Anschluss		3.000
40556	22 x 22	60		Verkabelt/ 4 mm Anschluss		3.000

Anschlussmöglichkeiten:



S = Druckknopf-
anschluss



A = 4 mm
Bananenstecker



K = 1,5 mm
Sicherheits-
anschluss



J = 2 mm
Sicherheits-
anschluss