

# Ambu® WhiteSensor WSP25

EKG Elektrode - Einweg



## Die wichtigsten Vorteile

- Kleine Elektrode für den pädiatrischen Gebrauch
- Stark leitendes Festgel und sehr gute Haftung für eine stabile und sichere Ableitung
- Komfortabler Schaumstoffträger

## Ambu® WhiteSensor WSP25

Die kleinen Ambu WhiteSensor WSP25 bietet ein stark leitendes Festgel mit sehr guten Hafteigenschaften und stellt eine gute Signalqualität während der pädiatrischen EKG-Überwachung sicher.

Dank ihres flexiblen Schaumstoffmaterials und ihrer tropfenförmigen Form, gewährleistet die Elektrode eine gute Passform, eine einfache Handhabung sowie einen guten Tragekomfort während der Anwendung.



Festgel



Schaumstoffträger

WhiteSensor

**Ambu**  
Ideas that work for life

# Spezifikationen

Abmessungen	
Elektrodengrösse (L x B in mm)	32 x 25
Klebefläche (in mm <sup>2</sup> )	323
Höhe ohne Anschluss/Kabel (in mm)	1
Sensor	
Sensormaterial	Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)
Gel-Typ	Festgel
Sensorfläche (in mm <sup>2</sup> )	44
Gel- bzw. Messfläche (in mm <sup>2</sup> )	201
Elektrische Daten (ANSI/AAMI)	
Wechselstromimpedanz	≤ 150 Ω
DC-Offset Spannung	≤ 1.0 mV
Restspannung nach Defibrillation	≤ 15 mV
Änderungsgeschwindigkeit des Polarisierungspotenzials	≤ 0.3 mV /s
Impedanz nach simulierter Defibrillationswiederherstellung (SDR) und Wechselstromimpedanz (ACZ)	≤ 150 Ω
Kombination Offsetinstabilität und internes Rauschen	≤ 90 µV
Toleranz Vormagnetisierungsstrom (über 8 Stunden)	≤ 15 mV
Umweltfreundlichkeit	
PVC-freie Elektrode	Ja
Latexfreie Elektrode	Ja
PVC-freie Verpackung	Ja
Röntgen & MR	
Röntgentransluzent	Nein
Bedingt MR-sicher	Nein
Haltbarkeit	
Geöffneter Beutel	1 Monat
Ungeöffneter Beutel	24 Monate*

\* ab dem Produktionsdatum

## Materialien

Elektrode		Standardpackung	
Biokompatibel	Ja	Menge Beutel	50
Sensor	Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)	Menge Schachtel	600/7.200
Äußerer Träger	Polyethylenschaum (verstärkt)	Mindestabnahme	600/7.200
Äußerer Kleber	Polyacrylat		
Anschlüsse	Edelstahl Druckknopf	Optionen	
Folienträger	PET	Anschluss	S
Verpackung		Achtung	
Beutel	Polyester/ Aluminium/ Polyethylen	Nur für den Einmalgebrauch	
Innerer / äußerer Karton	Wellpappe		

## Erhältliche Konfigurationen

Artikelnummer	Menge/Träger	Menge/Beutel	Menge/Schachtel	Menge/ Umverpackung
WSP25-00-S/50	5	50	600	7.200

### Ambu A/S

Baltorpbakken 13  
DK - 2750 Ballerup  
Denmark  
Tel. +45 7225 2000  
Fax +45 7225 2053  
www.ambu.com

### Ambu GmbH

In der Hub 5  
61231 Bad Nauheim  
Tel. 06032 9250-0  
Fax 06032 9250-200  
www.ambu.de

WSP25-00-S

- Produkt
- Kabellänge
- Anschluss



US: Rx only