

Ambu® BlueSensor 2300

Einweg EKG-Elektrode



Die wichtigsten Vorteile

- Hautfreundliches Festgel
- Praktische Größe
- Röntgentransluzent
- Bedingt MR-Sicher

Ambu® BlueSensor 2300

Die mittelgroße Ambu BlueSensor 2300 EKG-Elektrode verfügt über ein hautfreundliches Festgel und bietet eine optimale Signalqualität während des 12-Kanal EKGs.

Es befinden sich jeweils zehn Elektroden sind auf einer Trägerfolie, wodurch die Platzierung der Elektroden schnell und einfach erfolgen kann.



Festgel



Gewebeträger



Röntgentransluzent



Bedingt MR-Sicher

Spezifikationen

Abmessungen	
Elektrodengröße (max. L x B in mm)	34 x 23
Hautkontaktfläche (max. L x B in mm)	25 x 23
Klebfläche (in mm ²)	575
Höhe ohne Anschluss (in mm)	0,8
Sensor	
Sensormaterial	Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)
Gel-Typ	Festgel
Gel- bzw. Messfläche (in mm ²)	575
Sensorfläche (in mm ²)	575
Elektrische Daten (ANSI/AAMI)	
Wechselstromwiderstand - typisch	250 Ω
Gleichstrom-Offsetspannung - typisch	0,0 mV
Restspannung nach Defibrillation - typisch	11 mV
Änderungsgeschwindigkeit des Polarisierungspotenzials	0,2 mV/s
Kombination Offsetinstabilität und internes Rauschen	<0,0 μV
Toleranz Vormagnetisierungsstrom (über 8 Stunden)	<2,9 mV

Umweltfreundlichkeit	
PVC-freie Elektrode	Ja
Latexfreie Elektrode	Ja
PVC-freie Verpackung	Ja
Röntgen & MRT	
Röntgentransluzent	Ja
Bedingt MR-sicher	Ja*
Haltbarkeit	
Geöffneter Beutel	1 Monat
Ungeöffneter Beutel	24 Monate**

*Stabiles Magnetfeld von 1,5 Tesla und 3 Tesla. Maximaler räumlicher Gradient von 25.000 Gauss/cm oder 250 Tesla/m. Maximale Ganzkörper SAR (spezifische Absorptionsrate) von 2 W/kg für 15 Minuten Scan.

**ab dem Produktionsdatum

Materialien

Elektrode	
Biokompatibel	Ja
Sensor	Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)
Äußerer Kleber	Festgel
Oberteil	Überzogenes Papier / Polyester
Folienträger / Schutzkappe	Silikonbeschichtete Polyesterfolie

Varianten	
Anschlüsse	C
Achtung	
Nur für den Einmalgebrauch	

Verpackung	
Beutel (äußere / mittlere / innere Schicht)	Polyester / Aluminium / Polyethylen
Kartons	Gewellte Pappe

Erhältliche Konfigurationen

Artikelnummer	Stk./Träger	Stk./Beutel	Stk. Karton (VE)	Stk. Umkarton
BS-TAB-2300/100	10	100	500	5.000

Ambu GmbH
In der Hub 5
61231 Bad Nauheim
Tel. 06032 9250-0
Fax 06032 9250-200
www.ambu.de

Manufacturer
MEDICO ELECTRODES INTERNATIONAL LTD.
[AN ISO13485 COMPANY]
Plot 142A/11, 12, 27, 28 & 29,
Noida Special Economic Zone,
Noida, Uttar Pradesh - 201305, India
www.medicoelectrodes.com

CE US: Rx only