

# Ambu® WhiteSensor 0315M

Einweg EKG-Elektrode



## Die wichtigsten Vorteile

- Hautfreundliches Festgel
- Kleine Abmessungen
- Besonderes Elektrodendesign verhindert das ungewollte Ablösen der Elektroden
- Röntgentransluzent und bedingt MR-sicher

## Ambu® WhiteSensor 0315M

Kleine Tabelektrode für das 12-Kanal-EKG. Die WhiteSensor 0315M ist mit Festgel ausgestattet und bietet mit ihren 10 Elektroden pro Träger ein praktisches Handling. Durch das Elektrodendesign wird das Ablösen der Elektrode

weitestgehend verhindert, selbst wenn sich der Kabeladapter verdreht.



Festgel



Polymerträger



Röntgentransluzent



Bedingt MR-sicher

WhiteSensor

**Ambu**  
Ideas that work for life

## Technische Daten

Abmessungen	
Elektrodengröße (L x B in mm)	35 x 21
Hautkontaktfläche (L x B in mm)	26 x 21
Klebefläche (in mm <sup>2</sup> )	546
Höhe ohne Anschluss (in mm)	0,8
Sensor	
Sensormaterial	Silber, Silberchlorid (Ag/AgCl)
Gel-Typ	Festgel
Gelfläche (in mm <sup>2</sup> )	546
Sensorfläche (in mm <sup>2</sup> )	546
Elektrische Daten (ANSI/AAMI)	
Wechselstromwiderstand - typisch	400 Ω
Gleichstrom-Offsetspannung - typisch	0,3 mV
Restspannung nach Defibrillation - typisch	11 mV
Änderungsgeschwindigkeit des Polarisierungspotenzials - typisch	0,3 mV/s
Kombination Offsetinstabilität und internes Rauschen	0,0 μV
Toleranz Vormagnetisierungsstrom (über 4 Stunden für Tabs)	2,2 mV

Umweltfreundlichkeit	
PVC-freie Elektrode	Nein
Elektrode wurde ohne Latex hergestellt	
PVC-freie Verpackung	Ja
Röntgen & MR	
Röntgentransluzent	Ja
Bedingt MR-sicher*	Ja
Haltbarkeit	
Geöffneter Beutel	1 Monat
Geschlossener Beutel**	24 Monate

\*Statisches Magnetfeld von 1,5 Tesla und 3 Tesla. Maximales räumliches Gradientenfeld von 25.000 Gauss/cm oder 250 Tesla/m. Maximale gemittelte Ganzkörper-Spezifische-Absorptionsrate (SAR) von 2W/kg für 15 Minuten durchgehende MR-Untersuchung.

\*\*ab dem Produktionsdatum

## Materialien

Elektrode	
Biokompatibel	Ja
Oberteil	Beschichtetes Papier/Polylester/leitfähiges Graphit
Anschluss	Graphit Krokodilanschluss
Folienträger	Silikonisiertes Papier

Verpackung	
Beutel (äußere/ mittlere/ innere Schicht)	Polyethylenbeschichtetes Papier/Aluminium/Ionomer (Surlyn)
Schachtel	Bedruckte Pappe
Versandkarton	Bedruckte Wellpappe
Standardpackung	
Anzahl Folienträger	10
Anzahl/Beutel	100
Schachtel	500
Versandkarton	5.000
Mindestabnahme	500
Achtung	
Nur für den Einmalgebrauch	

## Erhältliche Konfigurationen

Menge/Beutel	100
	Menge Innen-/Außenverpackung
0315M	500/5.000

**Ambu A/S**  
 Baltorpbakken 13  
 2750 Ballerup  
 Denmark  
 Tel. +45 7225 2000  
 Fax +45 7225 2053  
 www.ambu.com

**Ambu GmbH**  
 In der Hub 5  
 61231 Bad Nauheim  
 Deutschland  
 Tel. 06032 9250-0  
 Fax 06032 9250-200  
 www.ambu.de