

Ambu® WhiteSensor 0715M

Einweg EKG-Elektrode



Die wichtigsten Vorteile

- Hautfreundliches Festgel
- Große Abmessungen
- Besonderes Elektrodendesign verhindert das ungewollte Ablösen der Elektroden
- Röntgentransluzent und bedingt MR-sicher

Ambu® WhiteSensor 0715M

Großflächige Tabelektrode für das 12-Kanal-EKG. Die WhiteSensor 0715M ist mit Festgel ausgestattet und bietet mit ihren 10 Elektroden pro Träger ein praktisches Handling. Durch das Elektrodendesign wird das Ablösen der Elektrode

weitestgehend verhindert, selbst wenn sich der Kabeladapter verdreht.

Diese Elektrode eignet sich hervorragend für die Anforderungen in der Notaufnahme.



Festgel



Polymerträger



Röntgentransluzent



Bedingt MR-sicher

WhiteSensor

Ambu
Ideas that work for life

Technische Daten

Abmessungen	
Elektrodengröße (L x B in mm)	34 x 26
Hautkontaktfläche (L x B in mm)	25 x 26
Klebefläche (in mm ²)	650
Höhe ohne Anschluss (in mm)	0,8
Sensor	
Sensormaterial	Silber, Silberchlorid (Ag/AgCl)
Gel-Typ	Festgel
Gelfläche (in mm ²)	650
Sensorfläche (in mm ²)	650
Elektrische Daten (ANSI/AAMI)	
Wechselstromwiderstand - typisch	250 Ω
Gleichstrom-Offsetspannung - typisch	0,2 mV
Restspannung nach Defibrillation - typisch	11 mV
Änderungsgeschwindigkeit des Polarisierungspotenzials - typisch	0,2 mV/s
Kombination Offsetinstabilität und internes Rauschen	0,0 μV
Toleranz Vormagnetisierungsstrom (über 4 Stunden für Tabs)	3,2 mV

Umweltfreundlichkeit	
PVC-freie Elektrode	Nein
Elektrode wurde ohne Latex hergestellt	
PVC-freie Verpackung	Ja
Röntgen & MR	
Röntgentransluzent	Ja
Bedingt MR-sicher*	Ja
Haltbarkeit	
Geöffneter Beutel	1 Monat
Geschlossener Beutel**	24 Monate

*Statisches Magnetfeld von 1,5 Tesla und 3 Tesla. Maximales räumliches Gradientenfeld von 25.000 Gauss/cm oder 250 Tesla/m. Maximale gemittelte Ganzkörper-Spezifische-Absorptionsrate (SAR) von 2W/kg für 15 Minuten durchgehende MR-Untersuchung.

**ab dem Produktionsdatum

Materialien

Elektrode	
Biokompatibel	Ja
Oberste Trägerschicht	Beschichtetes Papier/Polylester/leitfähiges Graphit
Anschluss	Graphit Krokodilanschluss
Folienträger	Silikonbeschichtetes Papier

Verpackung	
Beutel (äußere/mittlere/innere Schicht)	Polyethylenbeschichtetes Papier/Aluminium/Ionomer (Surlyn)
Schachtel	Bedruckte Pappe
Versandkarton	Bedruckte Wellpappe
Standardpackung	
Anzahl Folienträger	10
Anzahl/Beutel	100
Schachtel	500
Versandkarton	5.000
Mindestabnahme	500
Achtung	
Nur für den Einmalgebrauch	

Erhältliche Konfigurationen

Menge/Beutel	100
	Menge Innen-/Außenverpackung
0715M	500/5.000

Ambu A/S
 Baltorpbakken 13
 2750 Ballerup
 Denmark
 Tel. +45 7225 2000
 Fax +45 7225 2053
 www.ambu.com

Ambu GmbH
 In der Hub 5
 61231 Bad Nauheim
 Deutschland
 Tel. 06032 9250-0
 Fax 06032 9250-200
 www.ambu.de