


Ambu® King Mask

Einweg-Gesichtsmaske



Die wichtigsten Vorteile

Marktführendes Design

- Der besonders dünne Cuff dichtet bestmöglich ab und passt sich der Gesichtsform des Patienten an
- Die speziell gerillte Struktur auf der Oberseite des Cuffs verhindert das Abrutschen und sorgt für exzellente Griffigkeit
- Der anatomisch geformte Cuff bietet maximale Abdichtung bei minimalem Druckaufwand
- Flexibler Maskendom
- Der transparente Maskendom ermöglicht eine optimale Patientenbeobachtung
- Latexfrei
- MR sicher
- Phthalatfreies Material
- Farbodierte Hakenringe für eine einfache Größenidentifikation*

Ambu® King Mask

Die Ambu® King Mask ist aufgrund ihres innovativen Qualitätsdesigns der Marktführer unter den heute verfügbaren Anästhesie-Gesichtsmasken. Die Einweg-Gesichtsmaske verfügt über einen außergewöhnlich dünnen Cuff. Dies optimiert die Anpassungsfähigkeit des Cuffs an die Gesichtsform des Patienten und erreicht somit eine maximale Abdichtung. Das spezielle, abgerundete Design bietet einen sicheren Griff in jeder Situation und hohen Anwenderkomfort.

Die Ambu® King Mask ist aus phthalatfreiem PVC gefertigt und bietet so Anwender- und Patientensicherheit. Zusätzlich dazu, ist die Ambu® King Mask MR sicher und so für die Verwendung in einer MR-Umgebung geeignet.

Die Ambu® King Mask ist als Aromamaske mit folgenden Aromen verfügbar: Fresh Scent (Minze), Bubble Gum, Erdbeere und Kirsche. Der aromatisierte Cuff der Aromamasken enthält natürliche Öle, welche bei der Anwendung freigesetzt werden. Dies kann insbesondere bei Kindern während der Anästhesieeinleitung eine beruhigende Wirkung haben.¹

Fünf Aromen

- Original (aromafrei)
- Fresh Scent (Minze)
- Bubble Gum
- Erdbeere
- Kirsche

Sechs Größen







- Neugeborene, Gr. 1
- Säuglinge, Gr. 2
- Kleinkinder, Gr. 3
- Kinder/Erwachsene klein, Gr. 4
- Erwachsene mittel, Gr. 5
- Erwachsene groß, Gr. 6
- Erwachsene sehr groß, Gr. 7RD

1. Carson KD et al. Quantitative assessment of patient preference for anaesthesia face mask. Irish Journal of Medical Science 1995;164 suppl. 14

* Nicht verfügbar für die Größen 1 und 2.

Ambu® King Mask

Einweg-Gesichtsmaske

Ambu® King Mask	Neugeborene, Gr. 1	Säuglinge, Gr. 2	Kleinkinder, Gr. 3	Kinder/ Erwachsene klein, Gr. 4	Erwachsene mittel, Gr. 5	Erwachsene groß, Gr. 6
Farbkodierung der Verpackung						
Original (aromafrei)	1012	1022	1032	1045	1055	1065
Aromamaske Fresh Scent (Minze)	2012	2022	2032	2045	2055	2065
Aromamaske Bubble Gum		K1122	1132	1145		
Aromamaske Erdbeere		1222	1232	1245		
Aromamaske Kirsche		1322	1332	1345		

Artikelnummern die auf 2 enden = 20 Stück pro Verkaufseinheit • Artikelnummern die auf 5 enden = 50 Stück pro Verkaufseinheit

Ambu® King Mask Original



Original (aromafrei)

Ambu® King Mask Aromamasken



Fresh Scent (Minze)



Erdbeere



Kirsche



Bubble Gum

Materialien

Teil	Material
Cuff	PVC Polyvinylchlorid (phthalatfrei)
Maskendom	Polycarbonat
Hakenring	Polycarbonat
Ventilgehäuse	Polycarbonat
Ventilschaft	Silikongummi
Ventil	PP Polypropylen

Produktgewicht

Größe	Gewicht
Neugeborene, Gr. 1	15 g
Säuglinge, Gr. 2	18,4 g
Kleinkinder, Gr. 3	32,4 g
Kinder/Erwachsene klein, Gr. 4	38,3 g
Erwachsene mittel, Gr. 5	50,6 g
Erwachsene groß, Gr. 6	57,9 g

Ambu® A/S
 Baltorpbakken 13
 DK - 2750 Ballerup
 Denmark
 Tel. +45 7225 2000
 Fax +45 7225 2053
 www.ambu.com

Ambu® GmbH
 In der Hub 5
 D - 61231 Bad Nauheim
 Deutschland
 Tel. +49 6032 9250-0
 Fax +49 6032 9250-200
 www.ambu.de



US: Rx only