

# Ambu® UltraSeal

# Ambu® UltraSeal PLUS



## Die wichtigsten Vorteile

- Sehr weicher, anatomisch geformter Cuff ermöglicht maximale Dichtigkeit bei minimalem Druckaufwand
- Flexibler, selbst-expandierender Maskendom
- Sicherer Halt für jede Handgröße
- Transparenter Maskendom für einfache Patientenbeobachtung
- Ausgestattet mit einem transparenten Hakenring, der bei Bedarf einfach entfernt werden kann
- Einwegkonzept minimiert das Risiko von Kreuzinfektionen
- Lieferung in einer durchsichtigen, leicht zu öffnenden Einzelverpackung
- Farbkodierung auf dem Etikett zur schnellen und einfachen Identifikation der Maskengröße
- Alle Größen sind einzeln, keimarm verpackt; je Verpackungseinheit 20 Stück
- Phtalatfreies Material bei den Maskengrößen 0, 1, 2 und 3

## Ambu® UltraSeal

Die Ambu UltraSeal ist eine Einweg-Gesichtsmaske, die speziell für die Ansprüche in der Anästhesie entwickelt wurde.

Der anatomisch angepasste Cuff ermöglicht ein sicheres abdichten der Maske und gewährleistet somit eine optimale Ventilation.

Die Maskenform stellt sicher, dass der Dom genügend Platz für Mund und Nase bietet, auch wenn Druck auf die Maske ausgeübt wird.

## Bestell-Information

Artikelnummer	Beschreibung
● 305 102 000	UltraSeal Gr. 0 Neugeborene*
● 305 104 000	UltraSeal Gr. 1 Neugeborene*
● 305 106 000	UltraSeal Gr. 2 Kleinkinder*
● 305 108 000	UltraSeal Gr. 3 Kinder*
● 305 010 000	UltraSeal Gr. 4 Kleine Erwachsene / Jugendliche
● 305 012 000	UltraSeal Gr. 5 Mittlere Erwachsene
● 305 014 000	UltraSeal Gr. 6 Große Erwachsene
● 305 101 000	UltraSeal PLUS mit Cufffüllventil, Gr. 0 Neugeborene*
● 305 103 000	UltraSeal PLUS mit Cufffüllventil, Gr. 1 Neugeborene*
● 305 105 000	UltraSeal PLUS mit Cufffüllventil, Gr. 2 Kleinkinder*
● 305 107 000	UltraSeal PLUS mit Cufffüllventil, Gr. 3 Kinder*
● 305 011 000	UltraSeal PLUS mit Cufffüllventil, Gr. 4 Kleine Erwachsene / Jugendliche
● 305 013 000	UltraSeal PLUS mit Cufffüllventil, Gr. 5 Mittlere Erwachsene
● 305 015 000	UltraSeal PLUS mit Cufffüllventil, Gr. 6 Große Erwachsene

\* Phthalatfreies Material

## Spezifikation

Größe	Gewicht ohne Cufffüllventil	Gewicht mit Cufffüllventil
Gr. 0 Neugeborene	9,1 g	9,9 g
Gr. 1 Neugeborene	12,4 g	13,2 g
Gr. 2 Kleinkinder	19,2 g	20 g
Gr. 3 Kinder	25,3 g	26,1 g
Gr. 4 Jugendliche	44 g	45 g
Gr. 5 Erwachsene	53 g	54 g
Gr. 6 Erwachsene	72 g	73 g

## Materialien

Maske	Phthalatfrei	Material
Maskendom	Ja - Nur Masken-Gr. 0,1,2,3	Polyvinylchlorid
Cuff	Ja - Nur Masken-Gr. 0,1,2,3	Polyvinylchlorid
Cufffüllventil	Ja - Nur Masken-Gr. 0,1,2,3	Polykarbonat
Verpackung	Menge	Material
Verpackung	1	Polypropylen
Umverpackung	20	Karton



Ambu® UltraSeal  
ohne Cufffüllventil



Ambu® UltraSeal PLUS  
mit Cufffüllventil

**Ambu A/S**  
Baltorpbakken 13  
2750 Ballerup  
Denmark  
Tel: +45 72 25 20 00  
Fax: +45 72 25 20 50  
www.ambu.com

**Ambu GmbH**  
In der Hub 5  
61231 Bad Nauheim  
Tel. 06032 9250-0  
Fax 06032 9250-200  
www.ambu.de

**CE** 0086 US: Rx only