

ALS Junior



Die wichtigsten Vorteile

- Anatomisch nachempfundener Intubationskopf ermöglicht die nasale und orale Intubation (Tuben bis max. 5,00 mm) sowie die Durchführung von Absaugvorgängen
- Trainerarm ermöglicht die Punktion, Blutentnahme und Infusion
- Blutdruckarm und Blutdruckeinheit zur Blutdrucküberwachung, inklusive palpierbarem Radialispuls
- Trainingsbein mit der Möglichkeit zur Femoralispunktion und der intraossären Punktion
- EKG-Simulator mit 17 Erwachsenen- und 17 Kinder-Herzrhythmen und einer regelbaren Pulsfrequenz
- Training der HLW

ALS Junior

Der ALS Junior entspricht einem ca. fünfjährigen Kind und ist als Trainingspuppe ideal für die Ausbildung von medizinischem Fachpersonal geeignet. Das Modulsystem des ALS Junior ermöglicht das Training von verschiedenen Notfallsituationen und pflegerischen Maßnahmen.

Mit dem ALS Junior kann die cardiopulmonale Reanimation in vollem Umfang trainiert werden. Zudem sind folgende Maßnahmen durchführbar: Blutdruckkontrolle, i.v.-Gabe, Atemwegs-Management mit Intubation und Absaugung, Defibrillation, intraossäre Punktion und Infusion sowie die Femoralispunktion.

EKG-Simulator

Mit dem EKG-Simulator des ALS Junior können 17 Kinder- und 17 Erwachsenen-Herzrhythmen simuliert werden. Er besitzt außerdem eine regelbare Pulsfrequenz und ist bis 360 Joule defibrillierbar.

Orale und nasale Intubation

Der ALS Junior bietet die Möglichkeit der oralen und nasalen Intubation. Es können Endotrachealtuben mit einer Größe von bis zu 5,0 mm zur Intubation verwendet werden.

Technische Daten

Abmessungen (Trainingsgerät)	114 x 40 x 15 cm
Intubierbar	ja
Gewicht (Trainingsgerät)	8,66 kg
Defibrillierbar	ja, bis 360 Joule (über EKG-Simulator)



ALS Junior

Bestell-Informationen

Artikel-Nummer	Artikelbezeichnung
500 027 850	ALS Junior mit EKG-Simulator inklusive: Lungenflügel, 1x Magen-Simulator, 1x Sprühlubrikant, 1x Reinigungsmittel, 3x Nylonklemmen, 1x 3ml Spritze mit Nadel, 1x 12ml Spritze mit Nadel, 2x Infusionsbeutel, 1x Butterfly-Nadel, 3x Schlauchklemmen, 1x kleines Tuch, 1x großes Tuch, 1x RR-Steuerbox, 6x AAA-Batterie, 1x Blutdruckmanschette, 1x defibrillierbarer Brusthaut, 4-Kanal-EKG-Kabeln, 3x Adapter, 10x Ersatzknochen, 2x Tücher, 1x Punktionsnadel, 1x 60 ml Spritze, 1x K-Y-Gel, 1x Wachs, 1x kleine Flasche Flüssiglubrikant, 2x Hautüberzug für Beine, 2x Mixflaschen für Blut und 1x Transporttasche

Distributed
by Ambu

Vertriebsgesellschaft:

Ambu GmbH
In der Hub 5
61231 Bad Nauheim
Deutschland
Tel. 06032 9250-0
Fax 06032 9250-200
www.ambu.de

Hersteller:

Simulaids, Inc.
PO Box 1289
16 Simulaids Drive
Saugerties NY 12477