

# Ambu® Man Defib



Arme- und Beineset optional erhältlich

## Die wichtigsten Vorteile

- Neuste Ambu Wireless Technologie
- Robuste Technik
- Browserbasiertes Ambu Manikin Management Module für Steuerung, Dokumentation und Monitoring
- Defibrillierbar
- Brustkorbfestigkeit variabel einstellbar
- Ambu Hygienesystem für Mund-zu-Mund und Mund-zu-Nase Beatmung
- Luftwege öffnen sich nur bei korrekter Kopfüberstreckung
- Transporttasche mit integrierter Trainingsmatte und Rucksackfunktion



## Ambu® Man Defib

Der AmbuMan Defib vereinigt die Grundfunktion des AmbuMan Wireless mit der zusätzlichen Option der Frühdefibrillation. Der AmbuMan Defib ist mit dem bewährten und patentierten Ambu Hygienesystem zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen ausgestattet.

### Ambu Manikin Management Modules

Das Herzstück bildet der AmbuMan mit neuester, integrierter Ambu Wireless Technologie. Über das browserbasierte Ambu Manikin Management Module erfolgt die kabellose Steuerung, Dokumentation und Monitoring des Trainingsgerätes. Das Ambu Manikin Management Module bildet die zentrale Schnittstelle, bei der alle Daten und Informationen zusammenlaufen: Kompressionstiefe, richtige Handposition, Beatmungsvolumen, Mageninsufflation.

### Defibrillation und EKG

Die Apex- und Sternumelektroden können mit bis zu 360 Joule defibrilliert werden. Durch die Verwendung von entsprechenden Adaptern können manuelle, biphasische und automatische Defibrillatoren verschiedener Hersteller angeschlossen werden.

### Anzeigeeinstrument

Das Anzeigeeinstrument zeigt dem Trainer das Volumen der zugeführten Luft (in l) und die Thoraxkompressionstiefe (in mm) an. Des Weiteren visualisiert es die Kompression mit falschem Druckpunkt sowie eine Magenblähung durch ein deutliches Warnsymbol.

### Carotispuls

Der Carotispuls ist während der Herzdruckmassage fühlbar und kann zusätzlich durch einen mechanischen Pulsbalg simuliert werden.

# Spezifikationen

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| Verbindung zum Trainingsgerät  | ✓ | WLAN oder LAN<br>Ambu Wireless Technologie basierend auf der neuesten Generation der Intel WLAN Module   |
| Ambu Manikin Management Module | ✓ | Betriebssystemunabhängige und browserbasierte Steuerung, individuelle Dokumentation von bis zu 4 Teilnehmern, parallele Anzeige und Steuerung von bis zu 6 Trainingsgeräten, paralleler Mehrfachzugang von verschiedenen Endgeräten zur Visualisierung der Performance möglich |
| Stromversorgung                | ✓ | Netzteil,<br>Akku-Pack oder PoE (nicht im Lieferumfang enthalten, optional erhältlich)   |
| Defibrillierbar                | ✓ | Ausgestattet mit zwei Elektroden (Apex und Sternum), die mit bis zu 360 Joule defibrilliert werden können. Neben der Verwendung manueller, halbautomatischer und automatischer Defibrillatoren ist auch die Verwendung von Paddels möglich.                                    |
| Schrittmacherfunktionalität    | ✓ | Transthorakale Pacing-Möglichkeit  |
| Manuelle Kontrollanzeige       | ✓ | Ausfahrbar<br>Beatmungsvolumen, Kompressionstiefe, Handposition, Mageninsufflation   |

## Technische Daten

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Gewicht Torso mit Tragetasche | 12 kg  |
| Länge Torso                   | 80 cm  |
| Länge ganzer Körper           | 165 cm |

## Bestellinformationen

| Artikel-Nummer | Artikelbeschreibung  |
|----------------|--|
| A 265 407 000  | <b>AmbuMan Defib</b><br>Torso, integrierte Ambu Wireless Technologie,<br>Ambu Manikin Management Module<br>5 Ambu Gesichtsmasken, 100 Einweg-Luftbeutel,<br>Transporttasche / Trainingsmatte |
| <b>Zubehör</b> |  |
| 234 000 077    | Akku-Pack  |
| A 255 001 000  | Ambu i.v.-Trainerarm mit Infusionsständer, 5 und 50 ml Spritzen, Überlaufschlauch, rotem Farbkonzentrat, Talkum und abwaschbarer Transporttasche / Trainingsmatte                            |
| 234 000 706    | Erweiterungsset Arme und Beine (vorbereitet für die Verwendung mit Kit i.o. Access) inkl. Hose und Tragetasche   |
| 234 000 702    | Ambu Einweg-Luftbeutel (100 Stück)   |
| 234 000 703    | Ambu Gesichtsmasken (5 Stück)  |
| 234 000 725    | Ambu Guedel Gesichtsmasken (5 Stück)   |
| 234 000 794    | Transporttasche / Trainingsmatte   |

Weiteres Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage vorhanden.

**Ambu A/S**  
Baltorpbakken 13  
DK - 2750 Ballerup  
Denmark  
Tel. +45 7225 2000  
Fax +45 7225 2053  
www.ambu.com

**Ambu GmbH**  
In der Hub 5  
D-61231 Bad Nauheim  
Tel. 06032 9250-0  
Fax 06032 9250-200  
www.ambu.de



Ambu Manikin Management Module



AmbuMan Defib Torso



Anzeigeninstrument



Transporttasche mit integrierter Trainingsmatte und Rucksackfunktion