

ALS Preemie



Die wichtigsten Vorteile

- Orale und nasale Intubation
- 2 austauschbare Atemwege
- 2 Lungeneinsätze
- Geburtsanomalien
- Intravenöse Zugänge am rechten Schädel, rechten Fuß, linken Arm und an der linken Hand
- Platzierung eines Gastrointestinal-Tubus
- Nabel mit venösem und arteriellem Zugang
- Druckgeschwüre
- Platzierung einer Thoraxdrainage
- Herausnehmbare Ostomie

ALS Preemie

Das ALS Preemie entspricht dem Erscheinungsbild eines Frühchens der 25. Schwangerschaftswoche. Sowohl die orale und nasale Intubation als auch die Platzierung einer Thoraxdrainage können trainiert werden. Das Legen eines intravenösen Zugangs kann sowohl an der rechten Schädelseite, am rechten Fuß, am linken Arm, als auch an der linken Hand trainiert werden. Das ALS Preemie weist zudem an mehreren, typischen Körperstellen einen Hautabbau auf, wodurch die Diagnostik geschult werden kann.

Orale und nasale Intubation

Das ALS Preemie bietet die Möglichkeit der oralen und nasalen Intubation. Es können Endotrachealtuben mit einer Größe von bis zu 2,5 mm zur Intubation verwendet werden.

Austauschbare Atemwege und Lungeneinsätze

Das ALS Preemie besitzt zwei austauschbare Atemwege. Einen normalen Atemweg und einen schwierigen Atemweg. Ebenfalls enthalten sind ein Lungeneinsatz, welcher eine bilaterale Expansion der Lungen simuliert, und ein zweiter Lungeneinsatz, welcher einen Kollaps der rechten Lunge simuliert.

Geburtsanomalien

Im Lieferumfang sind zwei verschiedene montierbare Geburtsfehler vorhanden: Ein Omphalozel und ein Myelomeningozel.

Technische Daten

Länge (Trainingsgerät)	ca. 30 cm
Gewicht insgesamt	ca. 2,3 kg
Gewicht Trainingsgerät	< 1 kg
Intubierbar	Ja
Defibrillierbar	Nein

Bestell-Informationen

Artikel-Nummer	Artikelbezeichnung
282 059 000	ALS Premie Inkl. 2 Atemwege, 2 Lungenmodelle, Infusionsset, Gleitmittel, Nabelschnur, Anomalien, Mütze, Windel Erscheinungsbild: 25. Schwangerschaftswoche

Weiteres Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage vorhanden.



Distributed
by Ambu

Vertriebsgesellschaft:

Ambu GmbH
In der Hub 5
61231 Bad Nauheim
Deutschland
Tel. 06032 9250-0
Fax 06032 9250-200
www.ambu.de

Hersteller:

Nasco Fort Atkinson
901 Janesville Avenue
P.O. Box 901
Fort Atkinson, Wisconsin 53538-0901