

Koniotomie Simulator



Die wichtigsten Vorteile

- Anatomisch korrekt
- Realistisches Aussehen
- Austausch-Häute und Trachea erhältlich

Koniotomie Simulator

Mit dem Koniotomie Simulator können alle notwendigen Techniken einer Koniotomie trainiert und erlernt werden. Die anatomischen Landmarken inklusive Ring- und Schildknorpel sind leicht zu identifizieren, bei Überstreckung des Kopfes ist der Adamsapfel prominent. Ein Austausch der Trachea ist problemlos möglich, da sich der Atemweg über den kompletten Hals erstreckt. Zusätzlich kann so die

korrekte Platzierung der Einstichstelle überprüft werden. Geliefert wird der Koniotomie Simulator inklusive 6 Austausch-Häuten, 6 Ersatz-Knorpel Erwachsene, 6 Ersatz-Knorpel Kinder, Bedienungsanleitung und Hartschalenkoffer.

Spezifikationen

Gewicht	8,16 kg
---------	---------

Bestellinformationen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
282 064 000	Koniotomie Simulator Inklusive: 6 Austausch-Häute, 6 Ersatz-Knorpel Erwachsene, 6 Ersatz-Knorpel Kinder, Bedienungsanleitung und Hartschalenkoffer
Ersatzteile*	
Auf Anfrage.	12 Ersatz-Knorpel Erwachsene
	12 Ersatz-Knorpel Kinder
	3 Austausch-Häute
	Set aus 3 Austausch-Häuten, 3 Ersatz-Knorpel Erwachsene, 3 Ersatz-Knorpel Kinder
	Reinigungsmittel

* Auf Anfrage erhältlich.

Distributed
by Ambu

Vertriebsgesellschaft:

Ambu GmbH
In der Hub 5
61231 Bad Nauheim
Deutschland
Tel. 06032 9250-0
Fax 06032 9250-200
www.ambu.de

Hersteller:

Simulaids, Inc.
PO Box 1289
16 Simulaids Drive
Saugerties NY 12477