

# Ambu® aCart™ Compact

Mobil, funktionell, praktisch

## DATENBLATT

Der aCart™ Compact ist eine mobile Arbeitsstation, die für endoskopische Eingriffe in unterschiedlichen Umgebungen entwickelt wurde. Er bietet praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten, ohne viel Platz zu beanspruchen. Dank der kleinen Stellfläche eignet er sich ideal für enge Räume.

### Ihr Equipment ist stets griffbereit

Die aCart Compact-Arbeitsstation bietet kompakte, praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten für Ihre Endoskopieausrüstung

Ablageflächen für medizinische Geräte

Aufbewahrungskorb und Schubfach für Endoskopiezubehör

Halterungen für Sterilwasser- und CO<sub>2</sub>-Flaschen

Einweg-Endoskophalter

Aufbewahrungshaken für zusätzliche Einweg-Endoskope

Verstellbarer Monitorhalter (konform mit VESA-Montagestandards)

Endoskophalter und runde Kabelhalterung für effizientes Kabelmanagement

Stromversorgung Ihrer Geräte durch eine 4-fache IEC-Steckdosenleiste im praktischen Schubfach



## DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

- **Funktionell:** Praktischer, fester Aufbewahrungsort für Ihre Endoskopieausrüstung\*, einschließlich Sterilwasserflasche, CO<sub>2</sub>-Flasche und Stromversorgung im Schubfach.
- **Mobil:** Schnelle Reaktionsfähigkeit bei Notfällen oder bei Konsulten in anderen klinischen Bereichen.
- **Vielseitig:** Ideal für viele klinische Umgebungen, einschließlich Ambulanzen und Arztpraxen mit begrenztem Platz.
- **Kompakt:** Kleine Stellfläche bietet Platzersparnis.
- **Hygienisch:** Zertifiziert durch die DGKH (Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene).

\* Der aCart Compact ist in verschiedenen Versionen für unterschiedliche Anforderungen erhältlich. Er kann sowohl mit zusätzlichen Produkten (einschließlich eines optionalen Trenntransformators) oder als Nachrüstung für Ihren bereits vorhandenen aCart erworben werden.

# Ambu

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Abmessungen [mm (in)]

Breite	530 (20,9)
Höhe ohne Endoskophalter	1320 (52,0)
Höhe mit Endoskophalter min. / max.	1903 (75,0) / 2743 (108,0)
Tiefe	610 (24,0)
Verpackungsabmessungen B/T/H	765 (30,1) / 810 (31,9) / 1730 (68,1)

### Gewicht [kg (lbs)]

Total	36,5 (80,5)
-------	-------------

### Belastbarkeit [kg (lbs)]

Maximale Belastung	65 (143,3)
VESA-Monitorhalterung	14 (30,8)
Ablagefläche	10 (22,0)
Schubfach	15 (33,1)
Schubfach innen	3 (6,6)
Korb	3 (6,6)
Halter für CO <sub>2</sub> -Flaschen (einfach / doppelt)	20 (44,1) / 40 (88,2)
Wasserflaschenhalterung	5 (11,0)
Vario Halterung (separat erhältlich)	8 (17,6)

### Geräteklassifizierung

Europa	Klasse I, CE-Zertifizierung nach DIN EN 60601-1
USA	Klasse I, 510(k) von der Notifikation vor dem Inverkehrbringen ausgenommen

### Betriebsumgebung

Betriebstemperatur [°C (°F)]	10 - 40 (50 - 104)
Relative Luftfeuchtigkeit [%]	30 - 75
Atmosphärischer Druck [kPa]	70 - 106

### Lagerung

Lagertemperatur [°C (°F)]	-25 - 70 (-13 - 158)
Relative Luftfeuchtigkeit [%]	10 - 95
Atmosphärischer Druck [kPa]	50 - 120

### Leistungskonfiguration

IEC-Steckdosenleiste	4-fach
----------------------	--------

## BESTELLINFORMATIONEN

### Beschreibung Artikelnummer

Ambu aCart Compact (Stromversorgungsfach mit US-Stromkabel)	KN.1044.800
--	-------------

### Ersatzteile & Zubehör

aCart Compact Vario Halterung	HA.3000.991
aCart Compact Zubehör-Kit (mit US-Stromkabel)	KN.1052.991
aCart Compact EU-Stromkabel	ZV.9809.799
aCart Compact UK-Stromkabel	ZV.9860.799
aCart Compact CH-Stromkabel	ZV.9798.799

# Ambu

#### Vertrieb:


**Ambu GmbH**

Steinkopfstraße 4  
61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 (0) 60 32 92 50-0  
Fax: +49 (0) 60 32 92 50-200  
ambu.de

#### Lieferant:

**iTD GmbH**

Jahnstrasse 1  
84347 Pfarrkirchen  
Germany



**Ambu aCart™ Compact**  
(Stromversorgungsfach)