

# Ambu® aCart™ Compact

Mobil, funktionell, praktisch

## DATENBLATT

Der aCart™ Compact ist eine mobile Arbeitsstation, die für endoskopische Eingriffe in unterschiedlichen Umgebungen entwickelt wurde. Er bietet praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten, ohne viel Platz zu beanspruchen. Dank der kleinen Stellfläche eignet er sich ideal für enge Räume.

### Ihr Equipment ist stets griffbereit

Die aCart Compact-Arbeitsstation bietet kompakte, praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten für Ihre Endoskopieausrüstung

Ablageflächen für medizinische Geräte

Aufbewahrungskorb und Schubfach für Endoskopiezubehör

Halterungen für Sterilwasser- und CO<sub>2</sub>-Flaschen

Einweg-Endoskophalter

Aufbewahrungshaken für zusätzliche Einweg-Endoskope

Verstellbarer Monitorhalter (konform mit VESA-Montagestandards)

Endoskophalter und runde Kabelhalterung für effizientes Kabelmanagement

### Für Einrichtungen mit besonderen Anforderungen in Bezug auf die elektrische Sicherheit

Als Alternative zur E-Box erhältlich, um eine galvanische Trennung sicherzustellen. Sechs Steckdosen ermöglichen das gleichzeitige Einschalten aller Geräte, während die Stromkreise getrennt und abgesichert werden



## DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

- **Funktionell:** Praktischer, fester Aufbewahrungsort für Ihre Endoskopieausrüstung\*, einschließlich Sterilwasserflasche, CO<sub>2</sub>-Flasche und Trenntransformator.
- **Mobil:** Schnelle Reaktionsfähigkeit bei Notfällen oder bei Konsulten in anderen klinischen Bereichen.
- **Vielseitig:** Ideal für viele klinische Umgebungen, einschließlich Ambulanzen und Arztpraxen mit begrenztem Platz.
- **Kompakt:** Kleine Stellfläche bietet Platzersparnis.
- **Hygienisch:** Zertifiziert durch die DGKH (Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene).

\* Der aCart Compact ist in verschiedenen Versionen für unterschiedliche Anforderungen erhältlich. Er kann sowohl mit zusätzlichen Produkten (einschließlich eines optionalen Trenntransformators) oder als Nachrüstung für Ihren bereits vorhandenen aCart erworben werden.

# Ambu

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Abmessungen [mm (in)]

Breite	610 (24,0)
Höhe ohne Endoskophalter	1332 (52,4)
Höhe mit Endoskophalter min./max.	1915 (75,4)/2755 (108,5)
Tiefe	620 (24,4)
Verpackungsabmessungen B/T/H	765 (30,1)/810 (31,9)/1730 (68,1)

### Gewicht [kg (lbs)]

Total	51,8 (114,2)
-------	--------------

### Belastbarkeit [kg (lbs)]

Maximale Belastung	65 (143,3)
VESA-Monitorhalterung	14 (30,8)
Ablagefläche	10 (22,0)
Schubfach	15 (33,1)
Schubfach innen	3 (6,6)
Korb	3 (6,6)
Halter für CO <sub>2</sub> -Flaschen (einfach/doppelt)	20 (44,1)/40 (88,2)
Wasserflaschenhalterung	5 (11,0)
Vario Halterung (separat erhältlich)	8 (17,6)

### Geräteklassifizierung

Europa	Klasse I, CE-Zertifizierung nach DIN EN 60601-1
USA	Klasse I, 510(k) von der Notifikation vor dem Inverkehrbringen ausgenommen

### Trenntransformator

Volt-Ampere	1200 VA
Spannungsschalteroptionen	115 VAC und 230 VAC
EURO (IEC 60320) Steckdose	6-fach

### Betriebsumgebung

Betriebstemperatur [°C (°F)]	10 - 40 (50 - 104)
Relative Luftfeuchtigkeit [%]	30 - 75
Atmosphärischer Druck [kPa]	70 - 106

### Storage environment

Lagertemperatur [°C (°F)]	-25 - 70 (-13 - 158)
Relative Luftfeuchtigkeit [%]	10 - 95
Atmosphärischer Druck [kPa]	50 - 120

## BESTELLINFORMATIONEN

### Beschreibung Artikelnummer

Ambu aCart Compact (Transformator m. EU-Stromkabel)	KN.1045.800
Ambu aCart Compact (Transformator m. US-Stromkabel)	KN.1130.800

### Ersatzteile & Zubehör

aCart Compact Vario Halterung	HA.3000.991
aCart Compact UK-Stromkabel	ZV.9860.799
aCart Compact CH-Stromkabel	ZV.9798.799


# Ambu

#### Vertrieb:

**Ambu GmbH**  
Steinkopfstraße 4  
61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 (0) 60 32 92 50-0  
Fax: +49 (0) 60 32 92 50-200  
ambu.de

#### Lieferant:

**iTD GmbH**  
Jahnstrasse 1  
84347 Pfarrkirchen  
Germany



Ambu aCart™ Compact (Transformator)