

Ambu® LifeKey



Die wichtigsten Vorteile

- Transparente Schutzfolie erlaubt dem Ersthelfer die Lippenfarbe zu beobachten und Erbrochenes zu erkennen
- Einwegventil lässt die Luft nur in Richtung des Patienten strömen
- Verhindert sicher den Kontakt mit Speichel oder Blut des Patienten
- Verwendbar bei Erwachsenen und Kindern
- Elastische Ohrbänder fixieren die Maske sicher am Patienten
- Kann an einem Schlüsselbund oder anderer beliebigen Stelle befestigt werden

Ambu® LifeKey

Der Ambu LifeKey ist eine bewährte, einfach zu bedienende und kostengünstige Beatmungshilfe, die den direkten Kontakt mit Mund, Nase und Gesicht des Patienten verhindert.

Ausgestattet mit einem Einwegventil stellt er eine sichere Barriere dar, die den Ersthelfer schützt und die Motivation erhöht in Notfallsituationen schnell zu handeln.

Alle Standard-Reanimationstechniken können mit dem Ambu LifeKey, ohne Abwandlung, durchgeführt werden.

Er ist mit Ambu Logo oder als Private Label im Softcase erhältlich.

Bestell-Informationen

Ambu LifeKey*

Artikelnummer	Artikelbeschreibung
248 206 102	Lifekey im Softcase mit Ambu Logo schwarz
248 206 103	Lifekey im Softcase mit Ambu Logo blau
248 206 104	Lifekey im Softcase mit Ambu Logo rot
248 206 106	Lifekey im Softcase mit Ambu Logo grün

Ambu LifeKey Private Label**

Artikelnummer	Artikelbeschreibung
248 206 302	LifeKey im Softcase mit Private Label schwarz
248 206 303	Lifekey im Softcase mit Private Label blau
248 206 304	Lifekey im Softcase mit Private Label rot
248 206 306	Lifekey im Softcase mit Private Label grün

* Kleinste Versandeinheit 25 Stück

** Mindestbestellmenge 250 Stück



Ambu LifeKey ungefaltet

Technische Daten

Spezifikationen	
Gefaltet	3 x 2 x 1 cm
Softcase	5 x 5 x 1,5 cm
Gewicht	10 g
Materialien	
Maske	Polyethylen
Softcase	Nylon



Ambu LifeKey in Verwendung

Private Label

Softcase

Bedruckbare Fläche (Logo Größe)	14 x 39 mm Erhältlich in Farben: schwarz, blau, rot und grün
---------------------------------	---



Ambu LifeKey Private Label

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
Tel. +45 7225 2000
Fax +45 7225 2053
www.ambu.com

Ambu GmbH
In der Hub 5
D-61231 Bad Nauheim
Tel. 06032 9250-0
Fax 06032 9250-200
www.ambu.de

